



# قائمة المنتجات

عربيات الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة



منتج بولندي

# من نحن

تم تأسيس شركة ماي وام MyWam في عام ٢٠٠٩ للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة. منذ البداية كانت أنشطتنا مرتبطة بتوفير معدات إعادة التأهيل للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة. في الوقت الحالي يمكننا القول بثقة أن هذه الأنشطة هي تخصصنا. بفضل معاملة خاصة لكل مريض نقوم بخلق علاقات وثيقة هدفها جمع المعلومات عن الطفل من ثلاثة مصادر أساسية: الوالدان وإختصاصي إعادة التأهيل والطبيب. يسمح لنا تحليل هذه المعلومات بتعديل معدات إعادة التأهيل لاحتياجات الطفل بأفضل طريقة له. منذ بعض السنوات نحقق أحلامنا كشركة مصنعة لعربات خاصة للأطفال ذوي الإعاقة. نجحنا في إنتاج عربات عالية الجودة مثل: Mewa, Grizzly, Mouse, Pegaz والاحدث Yetti.

لدينا حلول تقنية فريدة تأثر على الإستخدام من قبل مستخدم صغير ويمكنكم رؤية التفاصيل في العناوين على موقعنا الإلكتروني. في عام ٢٠١٠ بدأنا تعاوننا وثيقا مع شركة ERHEM البولندية المصنعة لمقاوم العظام والتي تقع مقرها في مدينة Debica. من اشهر منتجات هذه الشركة مثبت الوقوف جهاز HKAFO ونحن الشركة الوحيدة المكلفة في بيع هذا الجهاز منذ عام ٢٠١٢ وتقوم هذه الشركة بتصنيع أجهزة أخرى ومنها ROTHO. نقوم بأقصى جهدنا لمساعدة الاطفال المعاقين بتوفير أحدث العريبات التي توفر لهم الراحة التامة من جهة ومن جهة أخرى توفير الوقت والمال للوالدين او بمن يقوموا برعاية هؤلاء الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة.

في هذه الملخص حاولنا في قدر الامكان طرح المعلومات الضرورية حول منتجاتنا وبامكانكم ايضا زيارة موقعنا الإلكتروني وستجدون شرح تفصيلي لكل منتج, كما يمكنكم ايضا برؤية افلام توضيحية لطرق تركيب وفصل العريبات اثناء الحاجة.



# mouse



نقاطه أحزمة أمان ذات  
ومعلاو ضرعلا لدعة دناسو  
مخدات جانبية لتضييق وتوسيع الجوانب



غطاء ضد الأمطار وناموسية



مسند القدمين قابل للتعديل



قفل اتجاه العجلات الأمامية  
ممتصات الصدمات لأربع عجلات



طاولة علاجية مع يُثبت



سقف قابل للتعديل مع شبك

## للاطفال الصغار

وصف العربة

خاصة للأطفال غير القادرين على تنقل (Mouse) تم تصميم عربة ماوس مستقل أو ضبط وضع الجلوس الصحيح. بفضل دعائم قابلة للتعديل يمكن ضبط مسند الظهر لاحتياجات الطفل وضمان أمانه. عجلات كبيرة مليئة بالجل مع ممتصات الصدمات في الأمام والخلف تسهل عبور طرق وعرة. العربة تحتوي على نظام تعديل المهد - كل من زاوية المقعد وزاوية مسند الظهر - من شأنه ضبط وضع الجلوس الصحيح للطفل بالحفاظ على توزيع الضغط السليم.

دواعي الإستعمال

- شلل وخزل للأطراف السفلية لأسباب مختلفة.
- شلل وخزل للجذع.
- ضعف العضلات المسؤولة لضبط وضع الجلوس الصحيح:
  - شلل دماغي
  - تشقق العمود الفقري
  - عسر النمو العضلي

مواصفات المستخدم:

طول الطفل:  
سم 110 - 80

الحد الأقصى لوزن  
الطفل: 30 كغ

المواصفات التقنية لعربة جاهزة لإستخدام:

عرض المقعد 24\* / 30 سم

عمق المقعد 26 / 22\* سم

طول مسند الظهر 52 سم

مسند القدمين قابل  
للتعديل 14,5 - 23 سم

الوزن الإجمالي من 17,5 كغ

الطول الإجمالي 112,5 سم

الإرتفاع 134 سم

العرض 60 سم



# Mewa



نقاطه أحزمة أمان ذات  
قمعلاو ضرعلا لدعة دناسو  
مخدات جانبية لتضييق وتوسيع الجوانب



غطاء ضد الأمطار وناموسية



سقف قابل للتعديل مع شباك



قفل إتجاه العجلات الأمامية  
ممتصات الصدمات لأربع عجلات



مظلة شمسية  
طاولة علاجية مع يُثبت



مسند القدمين قابل للتعديل

## الراحة والأمان في كل يوم

وصف العربة

للأطفال غير القادرين على المشي أو ضبط (Mewa) تم تصميم عربة ميوا بفضل دعامات قابلة وضع الجلوس الصحيح نتيجة لإصابة أو مرض آخر للتعديل يمكن ضبط المسند لتلبية إحتياجات الطفل وضمان الحماية المناسبة عجلات كبيرة ومليئة بالجل مجهزة بامتصاص الصدمات الأمامية والخلفية له العربة تحتوي على نظام تعديل المهد والتي تسهل السير على الطرق الوعرة من شأنه ضبط وضع الجلوس- كل من زاوية المقعد وزاوية مسند الظهر- ميوا مجهزة بطاولة يمكن الصحيح للطفل بالحفاظ على توزيع الضغط السليم تعمل الأحزمة المعبدة على استخدامها خلال الإطعام والتمارين واللعب تمكين تثبيت الحوض ومنع الطفل من الإنزلاق من العربة

دواعي الإستعمال

- شلل وخزل للأطراف السفلية لأسباب مختلفة
- شلل وخزل للجذع
- ضعف العضلات المسؤولة لضبط وضع الجلوس الصحيح
  - شلل دماغي
  - تشقق العمود الفقري
  - عسر النمو العضلي

مواصفات المستخدم:

طول الطفل:  
90 - 125 سم

الحد الأقصى لوزن  
الطفل: 35 كغ

المواصفات التقنية لعربة جاهزة لإستخدام:

عرض المقعد 33 / 28\* سم

عمق المقعد 29 / 26,5\* سم

طول مسند الظهر 62 سم

مسند القدمين قابل  
للتعديل 19 - 29 سم

الوزن الإجمالي من 23 كغ

الطول الإجمالي 111 سم

الإرتفاع 120 سم

العرض 65 سم



# Grizzly



نقاطه أحزمة أمان ذات  
قواعلا ضرعلا لدعت دناسو



غطاء للساقين



سقف قابل للتعديل مع شبك



قفل إتجاه العجلات الأمامية  
ممتصات الصدمات لأربع عجلات



مظلة شمسية  
طاولة علاجية مع بثبت



مسند القدمين قابل للتعديل

## حجم أكبر وقدرات أكثر

مواصفات المستخدم:

طول الطفل: 85 - 140 سم

الحد الأقصى لوزن الطفل: 43 كغ

المواصفات التقنية لعربة جاهزة لإستخدام:

عرض المقعد 18 - 40 سم

عمق المقعد 25 - 37 سم

طول مسند الظهر 57 - 70 سم

مسند القدمين قابل للتعديل 23 - 40,5 سم

الوزن الإجمالي من 23 كغ

الطول الإجمالي 115 سم

الإرتفاع 123 سم

العرض 65 سم

وصف العربة خاصة للأطفال الذين يصعب أو حتى يستحيل Grizzly تم تصميم عربة عندهم التنقل المستقل نتيجة إعاقاة النظام الحركي أو المرض . كغ ٤٥ سم و ١٤٠ إلى ٨٥ تم تصميم العربة للأطفال من العربة مجهزة بنظام تثبيت شامل على كل من مستوى الرأس والصدر النظام عبارة عن دعائم قابلة لتعديل الطول والعرض والعمق والوركين عرض المقعد وعمقه قابلان للتعديل كما أن طول مسند الظهر قابل والزواية ! العربة تنمو مع الطفل- للتعديل أيضًا

العربة.العربة قابلة لتغيير توجه المقعد بإتجاه السير أو عكس إتجاه السير دواسة. هناك إمكانية تعديل زاوية ميل المقعد ومسند الظهر - مجهزة بالمهد تحت قدم السائق تسهل المناورة والصعود للرصيف

دواعي الإستعمال

. شلل وخزل للأطراف السفلية لأسباب مختلفة .

. شلل وخزل للجذع .

: ضعف العضلات المسؤولة لضبط وضع الجلوس الصحيح .

○ شلل دماغي

○ تشقق العمود الفقري

○ عسر النمو العضلي



# YETI

## حجم أكبر مع إمكانيات أكثر

مواصفات المستخدم:

طول الطفل:  
سم 130 - 175

الحد الأقصى لوزن  
الطفل: 75 كغ

المواصفات التقنية لعربة جاهزة لإستخدام:

عرض المقعد 43/31\* سم

عمق المقعد 31-45 سم

طول مسند الظهر 85-65 سم

مسند القدمين قابل  
للتعديل 44-29 سم

الوزن الإجمالي من 22 كغ

الطول الإجمالي 120 سم

الإرتفاع 134 سم

العرض 66 سم

تم إنشاء عربة Yeti الخاصة للأطفال والمراهقين حتى ٧٥ كجم من وزن الجسم والارتفاع حتى ١٧٠ سم الذين ، بسبب إصابة أو كيان مرضي آخر ، غير قادرين على المشي بمفردهم أو تحمل وضع الجلوس الصحيح.

Yeti هو نظام علاجي شامل يسمح لك بتعديل المقعد والظهر ومسند القدم بالإضافة إلى العناصر الأخرى التي تؤثر على الوضع المطلوب للمستخدم. كما تم تجهيز عربة الأطفال بعدد من الملحقات التي تعمل على تحسين الوظائف وراحة الاستخدام فضلاً عن التأثير على تحسين وضع الطفل. يزيد نظام البناء الصلب ونظام التعليق الوظيفي من مستوى سلامة المدرب أثناء القيادة.

دواعي الإستعمال

. شلل وخزل للأطراف السفلية لأسباب مختلفة .

. شلل وخزل للجذع .

: ضعف العضلات المسؤولة لضبط وضع الجلوس الصحيح .

○ شلل دماغي

○ تشقق العمود الفقري

○ عسر النمو العضلي



طاولة علاجية مع تُثبت



غطاء للساقين  
غطاء ضد الأمطار وناموسية



حقيبة سياحية  
سلة مشتريات



نقاطه أحزمة أمان ذات  
حزام أمان لتثبيت الطفل



قفازات شتويه




سقف قابل للتعديل مع شباك



# پگاز Pegaz



طاولة علاجية مع تثبيت



غطاء ضد الأمطار وناموسية



سقف قابل للتعديل مع شباك



قفل إتجاه العجلات الأمامية  
ممتصات الصدمات لأربع عجلات



مظلة شمسية



مخدة الرأس  
مخدات جانبية

## مساعد عملي ومريح

### العربة وصف

تصميمها للأباء والأمهات هي عربة خاصة وخفيفة (Pegaz) عربة بيغاز . والأطفال الذين يتنقلون بكثرة ويستخدمون وسائل نقل مختلفة

صنع هيكل العربة من سبائك الألومنيوم والصلب ما يجعل العربة تتميز بمتانة عالية كغ (بالحفاظ على خفة إستثنائية) وزن العربة (دون مسند القدمين 40) لوزن الطفل بفضل كغ سهولة الطي والتركيب ووزن خفيف وحجم صغير بعد الطي ستكون 10 الأن ستكون زيارة العيادة والسفر لمركز بيغاز عربة مثالية للإستخدام اليومي من ! إعادة التأهيل والسفر لروضة أطفال والتسوق في المول أكثر متعة يشمل التجهيز الأساسي كل التجهيزات التي تساعد على رعاية مسافر صغير والتي باعتبار راحة الطفل تم استخدام ممتصات الصدمات الفريدة لكل عجلة. تزين العربة نقاط 5 . وهي ملنية بالجل تنجيد مريح وألوان ممتعة وطاولة وظيفية وأحزمة ذات هي فقط البداية

### دواعي الإستعمال

- شلل دماغي عند الأطفال
- تشقق العمود الفقري
- أمراض أخرى تصعب التنقل المستقل

### مواصفات المستخدم:

طول الطفل: 80 - 140 سم

الحد الأقصى لوزن الطفل: 40 كغ

### المواصفات التقنية لعربة جاهزة لإستخدام:

عرض المقعد 38\* - 30 سم

عمق المقعد 25\* / 30 سم

طول مسند الظهر 50 - 60 سم

مسند القدمين قابل للتعديل 20 / 29 / 40 سم

الوزن الإجمالي من 10 كغ

الطول الإجمالي 103 سم

الإرتفاع 130 سم

العرض 56 سم





MyWam Kupiec, Bartold, Angres Sp.J.

ul. Szczecińska 10  
41-516 Chorzów

M: +48 530 304 144  
E: partner@mywam.pl

TIN: 6272736793



[www.mywam.eu](http://www.mywam.eu)

 YouTube MyWam  
 mywam\_eu