

La **in.basic** es una base móvil diseñada para utilizarse en interiores. Es compatible con los asientos de nuestras sillas: MOUSE y MEWA. Resulta ideal para ser utilizada en casa, en el colegio o en centros de rehabilitación.

Es posible ajustar la altura de la base móvil **in.basic**, de manera que el niño puede jugar, aprender o comer bajo la supervisión de un adulto en cualquier situación. Dispone de frenos independientes en cada rueda para garantizar la estabilidad y la seguridad.

Los asientos montados en la base **in.basic** tienen las mismas funcionalidades que en las sillas, como la posibilidad de ajustar el ángulo del respaldo, la función de cuna, el ángulo del reposapiés, la posición de reclinado y la opción de instalar el asiento hacia delante o hacia atrás.



indicaciones y contraindicaciones.

INDICACIONES

parálisis y paresia de extremidades inferiores de diversos orígenes
parálisis y paresia del tronco
debilitamiento de los músculos posturales responsables por mantener la posición correcta del cuerpo
parálisis cerebral
mielomeningocele
distrofias musculares

CONTRAINDICACIONES

contraindicación a la posición sentada
contraindicación a la bipedestación pasiva



construcción.

La base **in.basic** es un dispositivo ligero y estable que cambia el carácter de las sillas MyWam. El asiento se coloca en unos segundos y no es necesario ajustarlo.

El asiento de las sillas MOUSE y MEWA se sujeta de la misma forma que en la silla. Esta solución permite utilizar una base móvil con dos asientos, lo que le proporciona al usuario una larga vida útil del producto.

Sus dimensiones reducidas cuando está plegada (107 x 57 x 22 cm) hacen que la base **in.basic** sea fácil de guardar y transportar.

**Este es un dispositivo médico.
Úselo de acuerdo con las instrucciones de uso o la etiqueta.**

funcionalidades.

Una vez colocado uno de los dos asientos MyWam: MOUSE o MEWA en la base móvil **in.basic**, es posible modificar libremente los parámetros de la silla en la versión para su uso en casa.

Siga las INSTRUCCIONES de cada silla para ajustar los parámetros del asiento a sus necesidades individuales.

RECLINACIÓN DEL RESPALDO



ASIENTO BASCULANTE



AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASIENTO



color.

La base móvil **in.basic** está disponible en color BLANCO. No obstante, para pedidos superiores a 50 unidades, podemos realizarla en colores diferentes. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.



BARNIZ

blanco / brillante

parámetros.

PARÁMETROS TÉCNICOS

longitud de la base: 95 cm

ancho de la base: 58 cm


altura de la base: 104 cm

peso total: 7,5 kg

ajuste de la altura del asiento: 53 – 71 cm

longitud/ancho/altura de la base plegada: 107 / 57 / 22 cm

PARÁMETROS DEL USUARIO

 estatura 80 - 125 cm

 peso máximo 40 kg

contacto.



MyWam Kupiec Bartold Angres sp.j.
41-516 Chorzów, ul Szczecińska 10
tel./fax: +48 32 733 11 31, NIP: 627 273 67 93
www.mywam.eu



RAFAŁ CHMIELOWIEC
Director de exportaciones
mov. + 48 530 304 144
partner@mywam.pl

hablo inglés



ANNA GRABOWSKA
Especialista en ventas
de exportación
mov. + 48 530 022 520
export@mywam.pl

hablo español, inglés



YULIA PASHCHENKO
Asistente del departamento
de exportación
mov.: + 48 575 997 180
yulia@mywam.pl

hablo ruso, inglés