

**in.basic** to podstawa pokojowa stworzona w celu użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Jest kompatybilna z siedziskami wózków naszej produkcji: MOUSE oraz MEWA. Bardzo dobrze sprawdza się w warunkach domowych, w szkole czy w ośrodkach rehabilitacyjnych.

Podstawa pokojowa **in.basic** posiada możliwość regulacji wysokości zamontowania siedziska, dzięki czemu można dopasować ją do większości blatów domowych. Daje to dziecku możliwość aktywnego spędzania czasu podczas zabawy, nauki czy przyjmowania posiłku pod okiem opiekuna. Posiada niezależne hamulce na każdym kole, co gwarantuje stabilność oraz bezpieczeństwo.

Siedziska zamocowane na ramie podstawy **in.basic** zachowują wszystkie swoje funkcjonalności dostępne w wózkach spacerowych, takie jak: regulacja kąta odchylenia oparcia, regulacja funkcji kubelkowej (kołyska), regulacja kąta pochylenia podnóżka, ustawienie w pozycji leżącej oraz możliwość zainstalowania siedziska tyłem lub przodem do kierunku jazdy.



## wskazania i przeciwwskazania.

### WSKAZANIA

- porażenia i niedowłady kończyn dolnych różnego pochodzenia
- porażenia i niedowłady tułowia
- osłabienie mięśni posturalnych, odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej pozycji ciała
- mózgowo porażenie dziecięce
- przepuklina oponowo - rdzeniowa
- dystrofie mięśniowe

### PRZECIWWSKAZANIA

- przeciwwskazania do pozycji siedzącej
- przeciwwskazania do pionizacji biernej



## konstrukcja.

Podstawa pokojowa **in.basic** to lekkie i stabilne urządzenie zmieniające oblicze wózków spacerowych MyWam. Założenie siedziska trwa kilka chwil i nie ma konieczności zmiany jego ustawień.

Siedzisko wózka MOUSE i MEWA wpinane jest na takiej samej zasadzie jak w wózku spacerowym.

Dzięki temu rozwiązaniu jedna podstawa pokojowa może być stosowana z dwoma siedziskami i posłużyć użytkownikowi przez wiele lat.

Niewielkie wymiary po złożeniu (107 x 57 x 22 cm) ułatwiają przechowywanie oraz transportowanie podstawy pokojowej **in.basic**.

**To jest wyrób medyczny.**

**Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

# modyfikacja parametrów i funkcje.

Po nałożeniu jednego z dwóch siedzisk MyWam: MOUSE lub MEWA na podstawę pokojową **in.basic**, możliwa jest swobodna modyfikacja parametrów kompletnego wózka w wersji domowej.

Aby dostosować parametry siedziska do indywidualnych potrzeb użytkownika należy postępować zgodnie z INSTRUKCJĄ dla poszczególnych wózków spacerowych.

## REGULACJA OPARCIA



## FUNKCJA KOŁYSKI



## REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA



## kolorystyka.

Podstawa pokojowa **in.basic** występuje w kolorze BIAŁYM. Istnieje możliwość wykonania indywidualnych zamówień kolorystycznych.

 **lakier**  
biały błysk

## parametry.

### PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA

długość podstawy pokojowej: 95 cm

szerokość podstawy pokojowej: 58 cm

wysokość podstawy pokojowa: 104 cm


masa całkowita: 7,5 kg

regulacja wysokości siedziska: 53 – 71 cm

długość / szerokość / wysokość podstawy złożonej do transportu: 107 / 57 / 22 cm

### PARAMETRY UŻYTKOWNIKA

 wzrost: 80 - 125 cm

 max waga: 40 kg

## kontakt.



MyWam Kupiec Bartold Angres sp.j.  
41-516 Chorzów, ul Szczecińska 10  
tel./fax: +48 32 733 11 31, NIP: 627 273 67 93  
[www.mywam.eu](http://www.mywam.eu)