

in.basic — это мобильная база, предназначенная для использования внутри помещений. Она совместима с сиденьями колясок нашего производства: MOUSE и MEWA. Она идеально подходит для дома, школы или реабилитационных центров.

Мобильная база in.basic имеет регулируемую высоту установки сиденья, поэтому её можно приспособить под большинство домашних столешниц. Это даёт ребёнку возможность быть активным во время игры, учебы или приема пищи под присмотром взрослого. Она имеет независимые тормоза на каждом из колес, что гарантирует стабильность и безопасность.

Сиденья, закреплённые на раме in.basic, сохраняют все свои функциональные возможности, доступные в прогулочных колясках, такие как: регулировка угла наклона спинки, регулировка функции колыбели (люльки), регулировка угла наклона подножки, установка в лежачей позиции и возможность установки сиденья задней или передней частью, по отношению к направлению движения.



## показания и противопоказания.

### ПОКАЗАНИЯ

- паралич и парез нижних конечностей различного характера
- паралич и парез туловища
- ослабление постуральных мышц, отвечающих за принятие правильной позиции тела, возникающее чаще всего из-за таких болезней как:
  - детский церебральный паралич
  - менингомиелоцеле
  - мышечная дистрофия

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Противопоказания к сидячему положению.
- Противопоказания к пассивному вертикальному положению

## конструкция.

Мобильная база in.basic — это лёгкое и стабильное устройство, меняющее внешний вид прогулочных колясок MyWam. Установка сиденья занимает считанные секунды, и нет необходимости изменения его конфигураций.

Сиденье колясок MOUSE и MEWA закрепляется таким же образом, как и в прогулочной коляске. Благодаря этому решению одна мобильная база может быть использована с тремя сиденьями и прослужит пользователю много лет.

Компактные габариты в сложенном виде (107 x 57 x 22 см) облегчают хранение, а также перевозку мобильной базы in.basic.



Это медицинский прибор.  
Используйте его в соответствии с инструкцией  
по применению или на этикетке.

# изменение параметров и функции.

После установки одного из двух сидений MyWam: MOUSE или MEWA на мобильную базу in.basic, существует возможность свободной модификации параметров собранной коляски в домашней версии.

Чтобы приспособить параметры сидения к индивидуальным потребностям пользователя, необходимо следовать ИНСТРУКЦИЯМ для определённых прогулочных колясок.

## РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ



## ФУНКЦИЯ КОЛЫБЕЛИ



## РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ



## цвета.

Мобильная база in.basic доступна в БЕЛОМ цвете. В то же время возможны индивидуальные цветовые заказы — применяется при заказе более 50 шт.

 **lakier**  
biały błysk

## параметры.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОЛЯСКИ

ДЛИНА КОМНАТНОЙ БАЗЫ: 95 см

ШИРИНА КОМНАТНОЙ БАЗЫ: 58 см

ВЫСОТА КОМНАТНОЙ БАЗЫ: 104 см

ОБЩИЙ ВЕС: 7,5 кг

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ: 53 – 71 см

ДЛИНА БАЗЫ / ШИРИНА БАЗЫ / ВЫСОТА БАЗЫ СЛОЖЕННОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: 107 / 57 / 22 см

### ПАРАМЕТРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 РОСТ ПАЦИЕНТА: 80 - 125 см

 МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПАЦИЕНТА: 40 кг

## контакт.



MyWam Kupiec Bartold Angres sp.j.  
41-516 Chorzów, ul Szczecińska 10  
tel./fax: +48 32 733 11 31, NIP: 627 273 67 93  
[www.mywam.eu](http://www.mywam.eu)