



# ПОЛЬСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКИХ ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК

[www.mywam.eu](http://www.mywam.eu)



ПРИМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в настоящей брошюре, предназначена только для ознакомления и образовательных целей, и поэтому: 1) не является коммерческим предложением согласно коммерческому праву, 2) не может служить основой для принятия решений, касающихся принятия или непринятия лечения, или других медицинских процедур. Интерпретация должна быть произведена врачом специалистом. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию.

Это медицинский прибор.  
Используйте их в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

mouse



ПОЛЬСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКИХ  
ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК

CE MD MEDICAL DEVICE - CLASS I

Специальная инвалидная коляска MOUSE предназначена для самых маленьких детей, которые не могут ходить или сидеть в правильном положении из-за травмы или другого заболевания. MOUSE подходит для детей ростом от 80 до 110 см и весом до 30 кг.

Благодаря регулируемым боковинам по высоте головы и туловища можно оптимизировать положение ребенка в коляске, обеспечивая его устойчивость и безопасность. Кроме того, регулировка сиденья (функция люльки) и спинки позволяет регулировать положение коляски под нужды ребенка, что существенно влияет на комфорт езды.

Большие гелевые колеса с амортизацией и регулируемая ножка для подъема передней части коляски облегчают преодоление небольших препятствий, таких как низкие лестницы или бордюры. Дополнительным преимуществом коляски является современный дизайн.

#### ПОКАЗАНИЯ:

параличи и парезы нижних конечностей различного происхождения, параличи и парезы туловища, ослабление постуральных мышц, отвечающих за поддержание правильного положения тела, чаще всего вызванные такими состояниями, как церебральный паралич или менингеальная грыжа.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В случае противопоказаний к сидячему и/или пассивному вертикальному положению регулировку коляски следует согласовать с физиотерапевтом или лечащим врачом.



## ЦВЕТОВЫЕ ВЕРСИИ.



**ОБИВКА**

*синтетическая*



**РАМА**

*лакированная / глянцевая*



**Это медицинский прибор.  
Используйте их в соответствии с инструкцией по эксплуатации.**

# функции. *безопасности и комфорта*

## ФУНКЦИЯ КОЛЫБЕЛИ

*легкая посадка*



8°-23°

4 позиции

## РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

*широкий спектр*



16°- 88°

4 позиции

## РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ

*быстро и легко*



84°- 173°

6 позиций

## НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

*подушка сужающая сиденье*



Прогулочная коляска MOUSE оснащена сужающими вставками и подушками, которые позволяют снизить внутренние параметры коляски. Благодаря такому решению коляска прослужит вам еще дольше.

## СТАБИЛИЗАЦИЯ

*регулируемые боковины*



Две пары боковин с широким диапазоном регулировок обеспечивают дополнительную стабилизацию ребёнка в коляске.

## ЛЕЖАЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

*возможности регулировок*



Благодаря возможности регулировки угла наклона сиденья, спинки и подножки есть возможность установить коляску в лежачем положении. Благодаря этому короткий сон возможен практически в любом месте и ситуации.



## ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ

*по мере необходимости*



Конструкция прогулочной коляски MOUSE позволяет поворачивать сиденье по направлению к движению, благодаря этому здоровье и настроение маленького пассажира будет всегда под контролем.

## КОМПАКТНАЯ РАМА

*легкое складывание*



Конструкция специальной коляски MOUSE позволяет быстро складывать и раскладывать, а небольшие размеры элементов после складывания облегчают транспортировку и хранение.

## ПОДДЕРЖКА ВОЖДЕНИЯ

*комплексная ходовая часть*



Коляска имеет множество функций вождения, таких как блокировка направления на передних колесах, центральный тормоз, амортизация всех колес и регулируемая ножка.

# функциональные аксессуары.




регулируемый капюшон с окном



регулируемые боковины



подушка сужающая сиденье



регулируемая подставка для ног



удобная система крепления колес



блокировка направления



# аксессуары. *большой выбор*



подушка сужающая сиденье



регулируемые боковины



ремни для удержания и стабилизации



клин с регулировкой



барьерка безопасности



терапевтический столик



туристическая сумка



корзина для покупок



зонт



зимние перчатки



спальный мешок



москитная сетка



дождевик

## параметры.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОЛЯСКИ

- ширина сиденья 24\* / 32 см
- глубина сиденья 22\* / 26 см
- высота спинки 52 см
- регулировка подножки 14,5-23 см

- вес коляски 17,2-23,2 кг
- длина коляски 95 - 124 см
- высота коляски 122-134 см
- ширина коляски 60 см

Размеры в сложенном виде: рама L 84 x W 58 x H 25 см / сиденье L 72 x W 42 x H 39 см

### ПАРАМЕТРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- высота 80 - 110 см
- максимальный вес 30 кг

\* с суживающей вставкой