

in.basic ist eine Fahrunterlage für den Innenbereich. Sie ist mit den Sitzen der Kinderwagen aus unserer Produktion kompatibel: MOUSE und MEWA. Sie ist ideal für die Verwendung zu Hause, in Schulen oder Rehabilitationszentren.

Die in.basic Fahrunterlage hat eine höhenverstellbare Sitzhalterung, so dass sie an die meisten Tischplatten zu Hause angepasst werden kann. Dies gibt dem Kind die Möglichkeit, aktiv zu sein, während es unter Aufsicht einer Betreuungsperson spielt, lernt oder eine Mahlzeit einnimmt. Sie verfügt über unabhängige Bremsen an jedem Rad, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.

Die auf der in.basic Fahrunterlage montierten Sitze behalten alle Funktionen des Kinderwagens bei, wie z.B.: Verstellung des Rückenlehnenwinkels, Verstellung der Schalenfunktion (Wiege), Verstellung des Fußstützenwinkels, Liegeposition und die Möglichkeit, den Sitz rückwärts oder vorwärts zu montieren.



Indikationen und Kontraindikationen.

GEBIETE:

Lähmungen und Paresen der unteren Extremitäten unterschiedlicher Genese
Lähmungen und Paresen des Rumpfs
Schwäche der posturalen Muskulatur
infantile Zerebralparese
Myelomeningocele
Muskeldystrophien

KONTRAINDIKATIONEN:

Kontraindikationen für die sitzende Position
Kontraindikationen für passives Aufrichten



konstruktion.

Die in.basic Fahrunterlage ist ein leichtes und stabiles Gerät, das das Anlitz des MyWam Kinderwagens verändert. Es dauert nur wenige Augenblicke, den Sitz anzubringen, und Sie müssen die Einstellungen nicht ändern.

Der Sitz des Kinderwagens MOUSE und MEWA wird auf die gleiche Weise wie im Kinderwagen befestigt. Dank dieser Lösung kann eine Fahrunterlage mit drei Sitzen verwendet werden und wird dem Benutzer viele Jahre lang dienen.

Die geringen Abmessungen im zusammengeklappten Zustand (107 x 57 x 22 cm) erleichtern die Lagerung und den Transport der in.basic Fahrunterlage.

**Dies ist ein medizinisches Gerät.
Verwenden Sie es gemäß der Gebrauchsanweisung
oder dem Etikett.**

Funktionalitäten.

Nach der Anwendung eines der beiden MyWam-Sitze: MOUSE oder MEWA auf der in.basic-Fahrerunterlage ist es möglich, die Parameter des kompletten Wagens in der Hausversion frei zu verändern.

Folgen Sie den ANLEITUNGEN für die einzelnen Kinderwagen, um die Sitzparameter an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

RÜCKENLEHNENEINSTELLUNG



WIEGE-FUNKTION



SITZHÖHENVERSTELLUNG



farben.

Die Fahrerunterlagen in.basic ist in WEISS erhältlich. Gleichzeitig können individuelle Farbbestellungen gemacht werden - gilt für Bestellungen von mehr als 50 Stück. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.



LACK:

Weiss / glänzend

parameter.

TECHNISCHE DATEN DES ROLLSTUHL

Länge: 95 cm

breit: 58 cm

Höhe: 104 cm

Gesamtgewicht: 7,5 kg

Sitzhöhenverstellung: 53 – 71 cm

Länge/Breite/Höhe des gefalteten Bodens: 107 / 57 / 22 cm

BENUTZERPARAMETER



Körpergröße: 80 - 125 cm



maximales Gewicht: 40 kg

Kontakt.



MyWam Kupiec Bartold Angres sp.j.
41-516 Chorzów, ul Szczecińska 10
tel./fax: +48 32 733 11 31, NIP: 627 273 67 93
www.mywam.eu



RAFAŁ CHMIELOWIEC
Director de exportaciones
mov. + 48 530 304 144
partner@mywam.pl

hablo inglés



ANNA GRABOWSKA
Especialista en ventas
de exportación
mov. + 48 530 022 520
export@mywam.pl

hablo español, inglés



YULIA PASHCHENKO
Asistente del departamento
de exportación
mov.: + 48 575 997 180
yulia@mywam.pl

hablo ruso, inglés