



Katalog 2026

Produktów

Polski producent sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci



Witamy w katalogu MyWam 2026.

W jego wnętrzu znajdą Państwo kompleksową ofertę specjalistycznych wózków dziecięcych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz starannie dobranych akcesoriów — obejmującą zarówno nasze najnowsze rozwiązania, jak i produkty od lat cieszące się zaufaniem użytkowników.

Katalog ten przedstawia również wartości, doświadczenie oraz ludzi stojących za marką MyWam, którzy łączą technologię z empatią, tworząc niezawodne rozwiązania mobilne wspierające dzieci w codziennym życiu.



MyWam Sp. z o.o.

Plebiscytowa 3,
41-100 Siemianowice Śląskie, PL
NIP: 627 273 67 93



+48 32 733 11 31



mywam@mywam.eu



www.mywam.eu



SPIS TREŚCI

02	Ważne System jakości i spełnione wymagania Wskazania Przeciwwskazania Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
----	--

03	O nas
----	--------------

PRODUKTY

05	Alfa flex NEW wózek specjalny
09	Alfa wózek specjalny
13	Vila  NEW wózek specjalny
17	Zefir wózek specjalny
21	Pegaz wózek specjalny
29	Mouse wózek specjalny
33	Mewa wózek specjalny
37	Grizzly  wózek specjalny
41	Yeti, Yeti Jr. wózek specjalny

PRODUKTY

25	In.basic baza pokojowa
28	Pasy i kamizelki
45	Go.spider NEW chodzik ortopedyczny
49	Delfi NEW leżak kąpielowy

MyWam uzyskało
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
dla Wyrobów Medycznych
ISO 13485!



Europejskie rozporządzenie w sprawie
wyrobów medycznych **(MDR)**



znak **CE**

WYRÓB MEDYCZNY Klasy 1

Wskazania

dla wyboru wózków

- ✓ porażenia i niedowłady kończyn dolnych różnego pochodzenia
- ✓ porażenia i niedowłady tułowia
- ✓ osłabienie mięśni posturalnych, odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej pozycji ciała
- ✓ mózgowe porażenie dziecięce
- ✓ przepuklina oponowa – rdzeniowa
- ✓ dystrofie mięśniowe

Przeciwwskazania

dla wyboru wózków

- ✗ W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzącej i/lub pionizacji biernej należy skonsultować się z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.

Bezpieczeństwo & Odpowiedzialność

Nasze wózki zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać bezpieczne i niezawodne wsparcie, pod warunkiem ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Wybór odpowiedniego modelu, jego właściwa konfiguracja oraz dobór odpowiednich akcesoriów powinny być zawsze konsultowane z wykwalifikowanym specjalistą lub pracownikiem ochrony zdrowia.

Prawidłowe ustawienie wszystkich elementów pozycjonujących i zabezpieczających — w tym pasów, pelot oraz akcesoriów — jest niezbędne dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa. Zaleca się regularną kontrolę stanu technicznego wózka oraz jego ustawień, szczególnie po intensywnym użytkowaniu lub transporcie.

Wózek powinien być zawsze używany pod nadzorem opiekuna. Wszelkie modyfikacje lub wymiana komponentów mogą być wykonywane wyłącznie z użyciem oryginalnych części i zgodnie z instrukcjami producenta.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą w celu potwierdzenia, że produkt jest odpowiedni do indywidualnych potrzeb i stanu użytkownika.

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz informacją na etykiecie lub skonsultuj się z lekarzem, ponieważ te wyroby medyczne mogą nie być odpowiednie dla każdego użytkownika.



O NAS

Założona w 2009 roku firma MyWam powstała z jasno określonym celem: projektowania i produkcji specjalistycznych wózków, które łączą zaawansowaną technologię z empatią i odpowiedzialnością. Od samego początku koncentrujemy się na wspieraniu dzieci ze specjalnymi potrzebami, dostarczając rozwiązania poprawiające codzienny komfort, bezpieczeństwo i mobilność — jednocześnie wnosząc do ich życia ciepło, kolor i radość.

Nasza droga rozpoczęła się od sprzętu rehabilitacyjnego, jednak to dzieci i rodziny, z którymi współpracowaliśmy, w największym stopniu ukształtowały kierunek naszego rozwoju i zainspirowały nas do ciągłego doskonalenia. Przełomowym momentem był rok 2014, kiedy wprowadziliśmy na rynek wózek MEWA — produkt, który z powodzeniem połączył funkcjonalność, bezpieczeństwo i nowoczesny design, zdobywając uznanie na rynku krajowym i otwierając drogę do dalszego rozwoju.

Dziś MyWam oferuje kompleksowe portfolio specjalistycznych wózków, opracowanych z myślą o szerokim zakresie potrzeb terapeutycznych i codziennej mobilności, wspierając dzieci oraz ich opiekunów na całym świecie.

Za każdym produktem stoi zaangażowany zespół ekspertów, łączących wiedzę techniczną, doświadczenie produkcyjne oraz prawdziwą pasję do innowacji. Cały proces rozwoju realizujemy we własnym zakresie — od projektowania i udoskonalania po testy — co gwarantuje niezmiennie wysoką jakość, bezpieczeństwo oraz precyzyjne dopasowanie do potrzeb użytkowników.

W MyWam wierzymy, że najlepsze rozwiązania powstają wtedy, gdy na pierwszym miejscu stawia się człowieka. Empatia, odpowiedzialność oraz bliska współpraca to wartości, które kierują naszą codzienną pracą. Każdy wózek, który tworzymy, to coś więcej niż produkt — to niezawodny towarzysz w codziennym życiu dzieci i ich opiekunów.

Zespół MyWam



NASZE PRODUKTY



TO SĄ WYROBY MEDYCZNE.
UŻYWAJ ICH ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA
LUB ETYKIETĄ.

PRECYZYJNE DOPASOWANIE Z PODUSZKAMI STABILO.

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 100 - 150 CM, DO 55 KG

NEW

alfa flex



Specjalny wózek inwalidzki Alfa flex

Charakteryzuje się solidną, trwałą konstrukcją oraz siedziskiem i oparciem wyposażonymi w wyjmowane ortopedyczne poduszki STABILO, umożliwiające precyzyjne dopasowanie pozycji ciała dziecka i właściwą stabilizację podczas codziennego użytkowania.

Dodatkowo, przy użyciu pelot utrzymujących poduszki, pasów odwodząco - stabilizujących oraz pasów pięciopunktowych, Alfa Flex zapewnia bezpieczne i komfortowe wsparcie podczas spacerów. Wózek został również wyposażony w system „Rosnę z Tobą”, który — dzięki szerokiemu zakresowi regulacji oparcia, siedziska i podnóżka — pozwala idealnie dopasować wózek do wzrostu i potrzeb dziecka.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

Konstrukcja

Wózek składa się z dwóch podstawowych elementów: ramy z siedziskiem i oparcia. Oparcie jest przymocowane do siedziska za pomocą prostego mechanizmu blokującego, co znacznie ułatwia transport i codzienne użytkowanie.

Poduszki Stabilo



Zestaw zawiera trzy poduszki ortopedyczne STABILO: poduszkę na zagłówek, oparcie stabilizujące plecy oraz siedzisko z klinem i bocznymi pelotami. Specjalna konstrukcja poduszek wspomaga prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz zmniejsza nacisk na wrażliwe punkty ciała, zapobiegając odleżynom i dyskomfortowi. Poduszki można łatwo formować i dopasować do anatomii użytkownika przy pomocy dołączonej pompki.



Regulacje



**REGULACJA
KOŁYSKI**

0° - 34°

6 pozycji



**REGULACJA KĄTA
POCHYLENIA OPARCIA**

-8,5° - 62°

8 pozycji



**REGULACJA
PODNÓŻKA**

73° - 195°

8 pozycji

PARAMETRY TECHNICZNE

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 100 - 150 CM, DO 55 KG

Masa całkowita: **26 kg**
Długość wózka: **100 - 145 cm**
Szerokość wózka: **66 cm**
Wysokość wózka: **94 - 147 cm**

Efektywna głębokość siedziska: **30 - 37 cm***
Szerokość siedziska: **20 - 33 cm***
Wysokość oparcia: **63 - 72 cm***
Szerokość oparcia: **20 - 33 cm***
Odległość podnóżka od siedziska: **33 - 43 cm**
/ 6 pozycji

* wartość podana z zastosowaniem poduszek Stabilo



FUNKCJE

System "I grow with you"

Wózek Alfa Flex oferuje szeroki zakres regulacji – głębokość siedziska, wysokość oparcia i zagłówek można łatwo dostosować do wzrostu dziecka. W połączeniu z regulowanymi pelotami oraz regulowanym podnóżkiem, wózek rośnie razem z użytkownikiem, zapewniając komfort i funkcjonalność przez wiele lat.

Tylne koła z amortyzacją

Tylne koła wyposażone są w system amortyzacji, który skutecznie redukuje drgania podczas jazdy po nierównym terenie. Gwarantuje to większy komfort dziecka oraz płynność prowadzenia wózka.

Blokada przednich kół

Przednie koła posiadają funkcję blokady kierunku jazdy, co pozwala na stabilne prowadzenie wózka po prostych odcinkach oraz w trudniejszym terenie.



AKCESORIA



DASZEK Z OKIENKIEM



REGULOWANE PELOTY



PODUSZKI STABILO



PASY ODWODZĄCE




KAMIZELKI M & L



PELOTA ZAGŁÓWKA



PLECAK



BARIERKA OCHRONNA



STOLIK TERAPEUTYCZNY



KOSZ NA ZAKUPY



RĘKAWICZKI ZIMOWE



PARASOLKA



ŚPIWÓR



FOLIA PRZECIWDESZCZOWA



MOSKITIERA

TRWAŁY, WSZECHSTRONNY, STWORZONY NA KAŻDY DZIEŃ.

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 100 - 150 CM, DO 55 KG

αlfa

Specjalny wózek inwalidzki Alfa

Solidna, modułowa konstrukcja – rama, siedzisko i oparcie – zapewnia trwałość, a jednocześnie ułatwia transport oraz codzienne użytkowanie.

Wyposażony w system „Rosnę z Tobą”, wózek Alfa idealnie dopasowuje się do wzrostu i potrzeb dziecka dzięki regulowanemu oparciu, siedzisku i podnóżkowi.

Możliwość zastosowania pelot, klina, pasów odwodząco - stabilizujących oraz pięciopunktowych pasów gwarantuje bezpieczne i komfortowe wsparcie podczas każdego spaceru. Szeroka gama akcesoriów ułatwia codzienne funkcjonowanie i zapewnia dziecku wygodę w każdych warunkach pogodowych.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

Konstrukcja

Solidna, modułowa konstrukcja składająca się z ramy z siedziskiem oraz oddzielnego oparcia. Oparcie mocowane jest do ramy za pomocą prostego i intuicyjnego mechanizmu, który znacząco ułatwia transport oraz codzienne użytkowanie.

Zaawansowany system wsparcia

Wózek idealnie dopasowuje się do dziecka dzięki regulowanym pelotom biodrowym i tułowia, a także regulowanej wysokości oparcia, podnóżka oraz głębokości siedziska. Zapewnia to wygodne i indywidualne dopasowanie dla każdego dziecka.

Pozycja leżąca

Dzięki w pełni regulowanemu siedzisku i podnóżkowi wózek można z łatwością ustawić w pozycji leżącej, zapewniając komfortowe podparcie podczas odpoczynku lub snu. Dodatkowo elementy boczne chronią dziecko przed wiatrem.



Regulacje



**REGULACJA
KOŁYSKI**

5,5° - 30°

6 pozycji



**REGULACJA KĄTA
POCHYLENIA OPARCIA**

-5° - 91°

8 pozycji



**REGULACJA
PODNOŻKA**

72° - 193°

8 pozycji

PARAMETRY TECHNICZNE

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 100 - 150 CM, DO 55 KG

Masa całkowita: **26 kg**
Długość wózka: **100 - 145 cm**
Szerokość wózka: **66 cm**
Wysokość wózka: **107 - 128 cm**

Efektywna głębokość siedziska: **30 - 40 cm**
Szerokość siedziska: **27 - 32 cm*** / **27 - 41 cm**
Wysokość oparcia: **59 - 74 cm**
Szerokość oparcia: **27 - 32 cm*** / **27 - 40 cm**
Odległość podnóżka od siedziska: **30 - 40 cm**
/ 6 pozycji

* wartość podana z zastosowaniem pelot

System "I grow with you"

Wózek Alfa oferuje szeroki zakres regulacji – głębokość siedziska, wysokość oparcia i zagłówka można łatwo dostosować do wzrostu dziecka. W połączeniu z regulowanymi pelotami oraz regulowanym podnóżkiem, wózek rośnie razem z użytkownikiem, zapewniając komfort i funkcjonalność przez wiele lat.

Tylne koła z amortyzacją

Tylne koła wyposażone są w system amortyzacji, który skutecznie redukuje drgania podczas jazdy po nierównym terenie. Gwarantuje to większy komfort dziecka oraz płynność prowadzenia wózka.

Blokada przednich kół

Przednie koła posiadają funkcję blokady kierunku jazdy, co pozwala na stabilne prowadzenie wózka po prostych odcinkach oraz w trudniejszym terenie.

FUNKCJE



AKCESORIA



DASZEK Z OKIENKIEM



REGULOWANE PELOTY



ZAGŁÓWEK I ELEMENTY BOCZNE




PASY ODWODZĄCE



PAS PIĘCIOPUNKTOWY



KLIN



PLECAK



BARIERKA OCHRONNA



STOLIK TERAPEUTYCZNY



KOSZ NA ZAKUPY



RĘKAWICZKI ZIMOWE



PARASOLKA



ŚPIWÓR



FOLIA PRZECIWDESZCZOWA



MOSKITIERA

KOMPAKTOWY WÓZEK, POTWIERDZONE BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU.

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 80 - 130 CM, DO 40 KG

NEW

VILA

Specjalny wózek inwalidzki Vila

Kompaktowy wózek zaprojektowany do codziennego użytkowania i podróży. Solidna konstrukcja oraz niewielkie wymiary po złożeniu zapewniają łatwą obsługę, transport i przechowywanie.

Wózek przeszedł pomyślnie **test zderzeniowy**, potwierdzając wysoki poziom bezpieczeństwa podczas transportu. Regulacja kąta oparcia, głębokości siedziska oraz wysokości podnóżka pozwala na precyzyjne dopasowanie do potrzeb dziecka. Opcjonalne peloty, klin, pasy odwodząco - stabilizujące oraz pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa zapewniają bezpieczne i komfortowe wsparcie, a szeroka gama akcesoriów zapewnia wygodę w każdych warunkach.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I



CRASH
tested

Lekka konstrukcja

Nowoczesny mechanizm składania pozwala szybko i całkowicie złożyć wózek bez konieczności demontażu jakichkolwiek elementów. Kompaktowe wymiary wózka po złożeniu ułatwiają transport i przechowywanie.

Materiał z siateczki

We wnętrzu wózka oraz przy wybranych akcesoriach zastosowano materiał z siateczki, który wspiera naturalną cyrkulację powietrza. Użytkownik ma zapewniony komfort termiczny nawet podczas dłuższego użytkowania.

Głębokość siedziska

Regulowana głębokość siedziska pozwala na precyzyjne ustawienie pozycji i zapewnia prawidłowe wsparcie w miarę wzrostu dziecka.



Regulacje



KĄT PŁASZCZYZNY
SIEDZISKA

24°

1 pozycja



REGULACJA KĄTA
POCHYLENIA OPARCIA

20° / 59°

2 pozycje



REGULACJA
PODNOŻKA

21 - 40,5cm

3 pozycje

PARAMETRY TECHNICZNE

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 80 - 130 CM, DO 40 KG

Masa całkowita: **21 - 24 kg**
Długość wózka: **97 - 108 cm**
Szerokość wózka: **61 cm**
Wysokość wózka: **122 - 135 cm**

Efektywna głębokość siedziska: **23* / 33 cm**
Szerokość siedziska: **18* / 39 cm**
Wysokość oparcia: **66 cm**
Szerokość oparcia: **18* / 39 cm**
Odległość podnóżka od siedziska: **21 - 40,5 cm**
/ 3 pozycje

* wartość podana z zastosowaniem pelot

Crash tested

Wózek Vila posiada **certyfiakat crash testu zgodny z normą ISO 7176-19:2022**, potwierdzający bezpieczeństwo podczas transportu w pojeździe. Użytkownik może podróżować w wózku przypiętym pasami, zgodnie z obowiązującymi normami.

Tylne koła z amortyzacją

Tylne koła wyposażone są w system amortyzacji, który skutecznie redukuje drgania podczas jazdy po nierównym terenie. Gwarantuje to większy komfort dziecka oraz płynność prowadzenia wózka.

Blokada przednich kół

Przednie koła posiadają funkcję blokady kierunku jazdy, co pozwala na stabilne prowadzenie wózka po prostych odcinkach oraz w trudniejszym terenie.

FUNKCJE



AKCESORIA



DASZEK Z OKIENKIEM




REGULOWANE PELOTY

NEW



ADAPTER PODNÓŻKA



PASY ODWODZĄCE



PAS PIĘCIOPUNKTOWY



KLIN



TORBA TURYSTYCZNA



BARIERKA OCHRONNA



STOLIK TERAPEUTYCZNY



KOSZ NA ZAKUPY



RĘKAWICZKI ZIMOWE



PARASOLKA



ŚPIWÓR



FOLIA PRZECIWDESZCZOWA



MOSKITIERA

FUNKCJONALNA MOBILNOŚĆ W KOMPAKTOWEJ FORMIE.

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 80 - 140 CM, DO 40 KG

ZEFIR

Specjalny wózek inwalidzki Zefir

Kompaktowa konstrukcja i niewielkie wymiary po złożeniu ułatwiają przenoszenie i przechowywanie.

Regulacja oparcia, siedziska i podnóżka zapewnia wygodną pozycję dopasowaną do potrzeb dziecka. Dzięki opcjonalnym wkładkom zwężającym, klinowi, pasom odwodząco - stabilizującym oraz pięciopunktowym pasom bezpieczeństwa, Zefir gwarantuje bezpieczne i komfortowe spacerowanie dla każdego.

Szeroka gama akcesoriów ułatwia codzienne życie i zapewnia wygodę dziecku w każdych warunkach.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

Lekka konstrukcja

Dzięki składanej ramie i intuicyjnemu mechanizmowi, wózek Zefir można szybko złożyć bez demontażu dodatkowych elementów. Lekka konstrukcja zapewnia rodzicom wygodę i mobilność, ułatwiając przenoszenie, manewrowanie, transport i przechowywanie.



Szeroki zakres regulacji



Wózek Zefir można łatwo dopasować do wzrostu dziecka dzięki przedłużkom oparcia, wygięciu krawędzi siedziska i zastosowaniu wkładki zwężająco-spływającej, klina oraz regulowanego podnóżka. Wraz z rozwojem dziecka elementy te można stopniowo usuwać lub dostosowywać, zapewniając prawidłowe podparcie i komfort użytkownika.

Regulacje



KĄT PŁASZCZYZNY
SIEDZISKA

20°

1 pozycja



REGULACJA KĄTA
POCHYLENIA OPARCIA

25° / 57°

2 pozycje



REGULACJA
PODNÓŻKA

20, 30, 40cm

3 pozycje

PARAMETRY TECHNICZNE FUNKCJE



DLA UŻYTKOWNIKÓW: 80 - 140 CM, DO 40 KG

Masa całkowita: **13 - 17 kg**

Długość wózka: **95 - 113 cm**

Szerokość wózka: **62 cm**

Wysokość wózka: **102 - 122 cm**

Efektywna głębokość siedziska: **24 / 30 cm**

Szerokość siedziska: **29* / 37 cm**

Wysokość oparcia: **50 / 60 cm**

Szerokość oparcia: **29* / 37 cm**

Odległość podnóżka od siedziska: **20, 30, 40 cm**

/ 3 pozycje

* wartość podana z zastosowaniem wkładek



Tylne koła z amortyzacją

Tylne koła wyposażone są w system amortyzacji, który skutecznie redukuje drgania podczas jazdy po nierównym terenie. Gwarantuje to większy komfort dziecka oraz płynność prowadzenia wózka.



Blokada przednich kół

Przednie koła posiadają funkcję blokady kierunku jazdy, co pozwala na stabilne prowadzenie wózka po prostych odcinkach oraz w trudniejszym terenie.



RAMA BIAŁA



RAMA CZARNA



Adapter podnóżka

Adapter podnóżka posiada system mocowania z trzema poziomami regulacji wysokości (**15–20 cm od siedziska**), umożliwiając precyzyjne ustawienie podnóżka nawet u najmłodszych użytkowników. Rozwiązanie to zapewnia odpowiednie podparcie kończyn dolnych, gdy standardowa wysokość podnóżka jest zbyt niska, pomagając w utrzymaniu prawidłowej postawy i komfortu siedzenia.

AKCESORIA



DASZEK Z OKIENKIEM



ZAGŁÓWEK



WKŁADKI I PODUSZKI



PASY ODWODZĄCE



PAS PIĘCIOPUNKTOWY



KLIN



TORBA TURYSTYCZNA



BARIERKA OCHRONNA



STOLIK TERAPEUTYCZNY



KOSZ NA ZAKUPY



RĘKAWICZKI ZIMOWE



PARASOLKA



ŚPIWÓR



FOLIA PRZECIWDESZCZOWA



MOSKITIERA

LEKKI I ZWINNY NA KAŻDYM KROKU.

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 80 - 140 CM, DO 40 KG

Pegaz

Specjalny wózek inwalidzki Pegaz

Przeznaczony dla dzieci, które nie są w stanie samodzielnie chodzić lub utrzymać prawidłowej pozycji w wyniku urazów, chorób lub zaburzeń motorycznych.

To lekki, kompaktowy wózek typu parasolka o wadze już od 10 kg. Łatwy do przenoszenia i prosty w składaniu. Regulacja oparcia, siedziska i podnóżka pozwala na idealne dopasowanie pozycji dla komfortu dziecka.

Dzięki opcjonalnym wkładkom zewężającym, klinowi, pasom odwodząco - stabilizującym oraz pasom pięciopunktowym, wózek zapewnia bezpieczne i wygodne wsparcie podczas spacerów.

Szeroka gama akcesoriów ułatwia codzienne życie i gwarantuje wygodę dziecku w każdych warunkach.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

Lekka konstrukcja

Jednoczęściowa konstrukcja wózka typu parasolka pozwala na szybkie i łatwe składanie. Dzięki kompaktowym wymiarom i niewielkiej wadze codzienne użytkowanie, przechowywanie lub transport stają się łatwe i wygodne.

Szeroki zakres regulacji



Wózek Pegaz można łatwo dopasować do wzrostu dziecka dzięki przedłużkom oparcia, wygięciu krawędzi siedziska i zastosowaniu wkładki zwężająco-spływającej, klina oraz regulowanego podnóżka. Wraz z rozwojem dziecka elementy te można stopniowo usuwać lub dostosowywać, zapewniając prawidłowe podparcie i komfort użytkownika.



Regulacje



KĄT PŁASZCZYZNY
SIEDZISKA

25°

1 pozycja



REGULACJA KĄTA
POCHYLENIA OPARCIA

22° / 34°

2 pozycje



REGULACJA
PODNOŻKA

20, 30, 40cm

3 pozycje

PARAMETRY TECHNICZNE

FUNKCJE

KOLORY

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 90 - 125 CM, DO 40 KG

Masa całkowita: **10 - 19,6 kg**

Długość wózka: **90 - 108 cm**

Szerokość wózka: **56 cm**

Wysokość wózka: **106 - 130 cm**

Efektywna głębokość siedziska: **25 / 33 cm**

Szerokość siedziska: **30* / 38 cm**

Wysokość oparcia: **50 / 60 cm**

Szerokość oparcia: **30* / 37 cm**

Odległość podnóżka od siedziska: **20, 30, 40 cm**

/ 3 positions

* wartość podana z zastosowaniem wkładek

Wózek typu parasolka

Konstrukcja wózka specjalnego Pegaz oparta jest na lekkiej i kompaktowej ramie typu parasolka, która umożliwia szybkie, nieskomplikowane składanie i rozkładanie. Wózek można złożyć bez konieczności zdejmowania tapicerki, co ułatwia codzienne użytkowanie, transport i przechowywanie.

Tylne koła z amortyzacją

Tylne koła wyposażone są w system amortyzacji, który skutecznie redukuje drgania podczas jazdy po nierównym terenie. Gwarantuje to większy komfort dziecka oraz płynność prowadzenia wózka.

Blokada przednich kół

Przednie koła posiadają funkcję blokady kierunku jazdy, co pozwala na stabilne prowadzenie wózka po prostych odcinkach oraz w trudniejszym terenie.



SZARY



CZERWONY



AKCESORIA



DASZEK Z OKIENKIEM



ZAGŁÓWEK



WKŁADKI I PODUSZKI



PASY ODWODZĄCE



PAS PIĘCIOPUNKTOWY



KLIN



TORBA TURYSTYCZNA



BARIERKA OCHRONNA



STOLIK TERAPEUTYCZNY



KOSZ NA ZAKUPY



KOLOROWE WKŁADKI



PARASOLKA



ŚPIWÓR



FOLIA PRZECIWDESZCZOWA



MOSKITIERA

in.basic to mobilna baza pokojowa zaprojektowana do użytku wewnętrznego.

Jest kompatybilna z siedziskami naszych wózków: Mouse i Mewa. Idealnie sprawdza się w domu, szkole oraz ośrodkach rehabilitacyjnych.

Baza posiada regulowaną wysokość montażu siedziska, dzięki czemu można ją dopasować do większości stołów domowych. Każde kółko wyposażone jest w niezależny hamulec, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I



**REGULACJA WYSOKOŚCI
SIEDZISKA**



**REGULACJA
KOŁYSKI**



**REGULACJA KĄTA
POCHYLENIA OPARCIA**

Po zamontowaniu jednego z dwóch siedzisk MyWam – **Mouse lub Mewa** – na mobilnej bazie in.basic możliwa jest pełna regulacja parametrów kompletnego wózka w wersji domowej.

Siedziska zamontowane na ramie in.basic zachowują wszystkie funkcje wózków, takie jak: regulacja kąta oparcia lub siedziska, regulacja kąta podnóżka, pozycja leżąca oraz możliwość montażu siedziska przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

DLA UŻYTKOWNIKÓW MOUSE: 80 - 110 CM, DO 30 KG

DLA UŻYTKOWNIKÓW MEWA: 90 - 125 CM, DO 40 KG

Masa całkowita: **7,5 kg**

Długość podstawy pokojowej: **95 cm**

Szerokość podstawy pokojowej: **58 cm**

Wysokość podstawy pokojowej: **104 cm**

Regulacja wysokości siedziska: **53 - 71 cm**

PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE.



REGULACJE

**PARAMETRY
TECHNICZNE**



MOBILITY FOR **LITTLE HEROES**



PASY I KAMIZELKI

- ROZWIĄZANIA WSPIERAJĄCE.

Pasy i kamizelki MyWam to akcesoria wspierające, stosowane w celu poprawy i stabilizacji pozycji użytkownika zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej, a także w celu zwiększenia bezpieczeństwa aktywnego i pasywnego. Najczęściej wykorzystywane są w wózkach inwalidzkich, siedziiskach terapeutycznych, schodolazach oraz chodzikach.

Pasy i kamizelki wykonane są z wysokiej jakości materiałów zapewniających odpowiednią cyrkulację powietrza. Wytrzymałe taśmy oraz przyjazne dla skóry materiały gwarantują długotrwałe i komfortowe użytkowanie produktów. Wszystkie komponenty pochodzą wyłącznie od sprawdzonych i certyfikowanych dostawców.


PARAMETRY TECHNICZNE

DOSTĘPNE ROZMIARY PASÓW:

Rozmiar S: **do 100 cm / do 15 kg**
Rozmiar M: **do 120 cm / do 25 kg**
Rozmiar L: **powyżej 120 cm / powyżej 25 kg**

DOSTĘPNE ROZMIARY KAMIZELEK:

Rozmiar S: **do 140 cm / do 30 kg**
Rozmiar M: **do 165 cm / do 55 kg**
Rozmiar L: **powyżej 165 cm / powyżej 55 kg**



**PAS DWUPUNKTOWY -
BIODROWY**

Dla użytkowników wymagających większej stabilizacji. Zapięcie pasa zostało zabezpieczone miękką osłoną, co minimalizuje nacisk i zwiększa komfort użytkowania.



**PAS CZTEROPUNKTOWY -
SZELKOWY**

Do zabezpieczenia użytkownika w wózku. Elementy zapięcia zostały wykończone materiałem przyjaznym dla skóry, zwiększając komfort podczas codziennego użytkowania.



**PASY ODWODZĄCO -
STABILIZUJĄCE**

Odwodzi uda i zabezpiecza przed wysunięciem się z wózka lub siedziska. Miękki materiał zapewnia wygodę użytkowania i odpowiednie dopasowanie.



**KAMIZELKA
ZABEZPIECZAJĄCA**

Chroni użytkownika przed wypadnięciem z wózka, siedziska lub innego sprzętu. Ergonomiczny kształt zapewnia skuteczną stabilizację bez wywierania nacisku na okolice szyi.

WAŻNE! W celu prawidłowego doboru rozmiaru pasa bezpieczeństwa należy podać wzrost, wagę oraz indywidualne uwarunkowania fizyczne użytkownika.

BEZPIECZNA I KOMFORTOWA MOBILNOŚĆ DLA NAJMŁODSZYCH.

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 80 - 110 CM, DO 30 KG



mouse

Specjalny wózek inwalidzki Mouse

Wózek specjalny Mouse jest przeznaczony dla najmłodszych użytkowników, którzy nie są w stanie chodzić lub siedzieć w prawidłowej pozycji w wyniku urazów, chorób lub zaburzeń motorycznych.

Dzięki funkcji odchylenia i rozkładania oparcia, a także regulowanym pelotom tułowia i zagłówka, można łatwo dopasować wózek Mouse do wymaganej pozycji i zapewnić użytkownikowi optymalną ochronę oraz stabilizację.

Wózek Mouse wyposażony jest w tylne zawieszenie kół oraz koła terenowe, co znacznie ułatwia poruszanie się po nierównym terenie.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

Lekka konstrukcja

Lekka konstrukcja wózka specjalnego Mouse składa się z dwóch niezależnych elementów: ramy oraz siedziska. Montaż siedziska do ramy odbywa się za pomocą dedykowanych zaczepów.



Pozycja leżąca

Dzięki w pełni regulowanemu siedzisku oraz podnóżkowi wózek można łatwo przekształcić do pozycji leżącej, zapewniając wygodne podparcie podczas odpoczynku lub snu. Wydłużona, regulowana tapicerka zapewnia dodatkowe osłonięcie, pomagając chronić dziecko przed wiatrem oraz czynnikami zewnętrznymi.



Obracane siedzisko

System montażu siedziska pozwala na ustawienie go przodem lub tyłem do kierunku jazdy – w zależności od potrzeb dziecka i opiekuna.



Regulacje



**REGULACJA
KOŁYSKI**

8° - 23°

4 pozycje



**REGULACJA KĄTA
POCHYLENIA OPARCIA**

16° - 88°

4 pozycje



**REGULACJA
PODNÓŻKA**

84° - 173°

5 pozycji

PARAMETRY TECHNICZNE

FUNKCJE



DLA UŻYTKOWNIKÓW: 80 - 110 CM, DO 30 KG

Masa całkowita: **17,2 - 23,2 kg**

Długość wózka: **95 - 124 cm**

Szerokość wózka: **60 cm**

Wysokość wózka: **122 - 134 cm**

Efektywna głębokość siedziska: **22* / 26 cm**

Szerokość siedziska: **24* / 32 cm**

Wysokość oparcia: **52 cm**

Szerokość oparcia: **30 cm**

Odległość podnóżka od siedziska: **15 - 23 cm**

/ 5 pozycji

* wartość podana z zastosowaniem wkładek

Modyfikacja parametrów

Wózek Mouse można łatwo dopasować do wzrostu dziecka dzięki zastosowaniu wkładki zwężająco - spływającej, regulowanych pelot, klina oraz regulowanego podnóżka. Wraz z rozwojem dziecka elementy te można stopniowo usuwać lub dostosowywać, zapewniając prawidłowe podparcie i komfort użytkownika.

Tylne koła z amortyzacją

Tylne koła wyposażone są w system amortyzacji, który skutecznie redukuje drgania podczas jazdy po nierównym terenie. Gwarantuje to większy komfort dziecka oraz płynność prowadzenia wózka.

Blokada przednich kół

Przednie koła posiadają funkcję blokady kierunku jazdy, co pozwala na stabilne prowadzenie wózka po prostych odcinkach oraz w trudniejszym terenie.



Nowy projekt podnóżka

Ta modernizacja zapewnia szerszy zakres regulacji wysokości – teraz można go ustawić w zakresie od 15 do 23 cm od siedziska.

AKCESORIA



DASZEK Z OKIENKIEM



REGULOWANE PELOTY



WKŁADKI I PODUSZKI



PASY ODWODZĄCE



PAS PIĘCIOPUNKTOWY



KLIN



TORBA TURYSTYCZNA



BARIERKA OCHRONNA



STOLIK TERAPEUTYCZNY



KOSZ NA ZAKUPY



RĘKAWICZKI ZIMOWE



PARASOLKA



ŚPIWÓR



FOLIA PRZECIWDESZCZOWA



MOSKITIERA

NOWY, PRZYSTOSOWANY DO POTRZEB MŁODSZYCH DZIECI.

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 90 - 125 CM, DO 40 KG

NEW
GENERATION

mewa

Specjalny wózek inwalidzki Mewa

Przeznaczony dla młodszych użytkowników, którzy nie mogą chodzić lub prawidłowo siedzieć w wyniku urazów, chorób lub zaburzeń ruchowych.

Dzięki funkcji pochylania i odchylania oparcia oraz regulowanym pelotom tułowia i głowy, wózek Mewa można łatwo dopasować do wymaganej pozycji, zapewniając użytkownikowi optymalne wsparcie i stabilność.

Wózek wyposażono w tylne zawieszenie, które znacznie poprawia komfort podczas jazdy po nierównym terenie, pomagając niwelować wstrząsy i zapewniając dziecku płynniejszą jazdę.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

Lekka konstrukcja

Lekka konstrukcja wózka to idealne rozwiązanie dla rodziców ceniących mobilność i wygodę. Wózek jest łatwy do przenoszenia i manewrowania, co sprawia, że spacer i wycieczki są przyjemniejsze. Jednocześnie ułatwia składanie i przechowywanie wózka.

Materiał z siateczki

We wnętrzu wózka oraz przy wybranych akcesoriach zastosowano materiał z siateczki, który wspiera naturalną cyrkulację powietrza. Użytkownik ma zapewniony komfort termiczny nawet podczas dłuższego użytkowania.

Obracane siedzisko

System montażu siedziska pozwala na ustawienie go przodem lub tyłem do kierunku jazdy – w zależności od potrzeb dziecka i opiekuna.



Regulacje



REGULACJA
KOŁYSKI

6,5° - 22,5°

4 pozycje



REGULACJA KĄTA
POCHYLENIA OPARCIA

9° - 87°

4 pozycje



REGULACJA
PODNÓŻKA

64° - 180°

5 pozycji

PARAMETRY TECHNICZNE

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 90 - 125 CM, DO 40 KG

Masa całkowita: **20,5 - 25 kg**

Długość wózka: **97 - 132 cm**

Szerokość wózka: **62,5 cm**

Wysokość wózka: **125 - 128 cm**

Efektywna głębokość siedziska: **24* / 28 cm**

Szerokość siedziska: **25* / 32 cm**

Wysokość oparcia: **62 cm**

Szerokość oparcia: **20* / 30 cm**

Odległość podnóżka od siedziska: **17 - 32 cm**

/ 5 pozycji

* wartość podana z zastosowaniem wkładek

Adjustable Features

The Mewa stroller can be easily adapted to the child's height thanks to the seat minimizing kit, adjustable pads, abduction wedge, and adjustable footrest. As the child grows, these elements can be gradually removed or adjusted to maintain proper support and user comfort.

Tylne koła z amortyzacją

Tylne koła wyposażone są w system amortyzacji, który skutecznie redukuje drgania podczas jazdy po nierównym terenie. Gwarantuje to większy komfort dziecka oraz płynność prowadzenia wózka.

Blokada przednich kół

Przednie koła posiadają funkcję blokady kierunku jazdy, co pozwala na stabilne prowadzenie wózka po prostych odcinkach oraz w trudniejszym terenie.

FUNKCJE



KOŁORY



SZARY



BEŻOWY



ZIELONY



CZARNY / ŻŁOTY

AKCESORIA



DASZEK Z OKIENKIEM



REGULOWANE PELOTY



WKŁADKI I PODUSZKI



PASY ODWODZĄCE



PAS PIĘCIOPUNKTOWY



KLIN



TORBA TURYSTYCZNA



BARIERKA OCHRONNA



STOLIK TERAPEUTYCZNY



KOSZ NA ZAKUPY



RĘKAWICZKI ZIMOWE



PARASOLKA



ŚPIWÓR



FOLIA PRZECIWDESZCZOWA



MOSKITIERA

DLA BEZPIECZNEGO TRANSPORTU I CODZIENNEGO UŻYTKU.

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 85 - 140 CM, DO 45 KG

Grizzly

Specjalny wózek inwalidzki Grizzly

Przeznaczony dla dzieci, które nie mogą chodzić lub prawidłowo siedzieć w wyniku urazów, chorób lub zaburzeń ruchowych.

Grizzly jest wyposażony w **system „I Grow With You”**, który umożliwia płynne wydłużanie wysokości oparcia oraz głębokości siedziska wraz z rozwojem dziecka.

Dodatkowo wózek oferuje kompleksowy system stabilizacji z regulowanymi pelotami na poziomie głowy, bioder i klatki piersiowej. W połączeniu z w pełni regulowanym podnóżkiem, siedziskiem z funkcją tilt-in-space i odchylanym oparciem powstaje wózek idealnie dopasowany do potrzeb dziecka, który będzie służył przez wiele lat.

Grizzly przeszedł również **test zderzeniowy** z pozytywnym wynikiem, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas podróży.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

 **CRASH**
tested

Konstrukcja

Główne elementy Grizzly można łatwo rozmontować na dwie oddzielne części – ramę i siedzisko. Wszystkie koła są również demontowalne, co ułatwia transport i przechowywanie.



Zaawansowany system wsparcia

Kompletny system wsparcia, składający się z czterech niezależnych par pelot (zagiłowa, tułowa, bioder i bocznych), gwarantuje maksymalne możliwości regulacji oraz najwyższy komfort i bezpieczeństwo podczas każdej podróży.

Obracane siedzisko

System montażu siedziska pozwala na ustawienie go przodem lub tyłem do kierunku jazdy – w zależności od potrzeb dziecka i opiekuna.

Regulacje



**REGULACJA
KOŁYSKI**

0° - 30°

5 pozycji



**REGULACJA KĄTA
POCHYLENIA OPARCIA**

91° - 212°

8 pozycji



**REGULACJA
PODNÓŻKA**

55° - 225°

5 pozycji

PARAMETRY TECHNICZNE



DLA UŻYTKOWNIKÓW: 85 - 140 CM, DO 45 KG

Masa całkowita: **20 - 24 kg**

Długość wózka: **82 - 135 cm**

Szerokość wózka: **65 cm**

Wysokość wózka: **108 - 125 cm**

Efektywna głębokość siedziska: **25 - 37 cm**

Szerokość siedziska: **18* - 40 cm**

Wysokość oparcia: **57 - 70 cm**

Szerokość oparcia: **18* / 34 cm**

Odległość podnóżka od siedziska: **23 - 40,5 cm**

/ 7 pozycji

* wartość podana z zastosowaniem pelot



Crash tested

Wózek Grizzly posiada **certyfikat crash testu zgodny z normą ISO 7176-19:2022**, potwierdzający bezpieczeństwo podczas transportu w pojeździe. Użytkownik może podróżować w wózku przypiętym pasami, zgodnie z obowiązującymi normami.



System "I grow with you"

Wózek Grizzly oferuje szeroki zakres regulacji – głębokość siedziska, wysokość oparcia i zagłówka można łatwo dostosować do wzrostu dziecka. W połączeniu z regulowanymi pelotami oraz regulowanym podnóżkiem, wózek rośnie razem z użytkownikiem, zapewniając komfort i funkcjonalność przez wiele lat.



Tylne koła z amortyzacją

Tylne koła wyposażone są w system amortyzacji, który skutecznie redukuje drgania podczas jazdy po nierównym terenie. Gwarantuje to większy komfort dziecka oraz płynność prowadzenia wózka.



Blokada przednich kół

Przednie koła posiadają funkcję blokady kierunku jazdy, co pozwala na stabilne prowadzenie wózka po prostych odcinkach oraz w trudniejszym terenie.

FUNKCJE

AKCESORIA



DASZEK Z OKIENKIEM



REGULOWANE PELOTY



BOCZNE PELOTY



PASY ODWODZĄCE



PAS PIĘCIOPUNKTOWY



KLIN



TORBA TURYSTYCZNA



BARIERKA OCHRONNA



STOLIK TERAPEUTYCZNY



KOSZ NA ZAKUPY



RĘKAWICZKI ZIMOWE



PARASOLKA



ŚPIWÓR



FOLIA PRZECIWDESZCZOWA



MOSKITIERA

DOSTOSOWANE WSPARCIE DLA STARSZYCH DZIECI.

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 130 - 175 CM, DO 80 KG

NEW

YETI

YETI
JR.

Specjalny wózek inwalidzki Yeti i Yeti Jr.

Wózek przeznaczony dla większych i starszych dzieci, które nie mogą chodzić lub prawidłowo siedzieć w wyniku urazów, chorób lub zaburzeń ruchowych.

Solidna konstrukcja wózka została wyposażona w **system „I Grow With You”**, który umożliwia płynne regulowanie wysokości oparcia i głębokości siedziska w miarę wzrostu dziecka. Regulowany system napięciowy tapicerki pozwala precyzyjnie dopasować napięcie zarówno siedziska, jak i oparcia, zapewniając niezawodne wsparcie przez wiele lat użytkowania.

Dodatkowo solidne zawieszenie, szybki mechanizm składania, odchylane siedzisko, regulowane oparcie i szeroka gama akcesoriów znacząco ułatwiają codzienne użytkowanie, niezależnie od warunków pogodowych czy pory roku.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

Konstrukcja

Jednoczęściowa konstrukcja wózka Yeti umożliwia szybkie i łatwe składanie, co ułatwia codzienne użytkowanie, przechowywanie i transport.

System wsparcia

Regulowany system napięciowy wykorzystuje 14 niezależnych pasów velcro (7 na siedzisku i 7 na oparciu), co pozwala dopasować wsparcie i sztywność wózka do potrzeb dziecka odpowiednio napinając lub poluzowując wybrane punkty.

Windstopper

Yeti wyposażony jest w wielofunkcyjny windstopper, który przydaje się nie tylko w wietrzne dni, ale także chroni przed niepotrzebnym ruchem ramion i ogranicza nadmierną stymulację wzrokową.



Regulacje



REGULACJA
KOŁYSKI

9,5° - 29°

5 pozycji



REGULACJA KĄTA
POCHYLENIA OPARCIA

3° - 99°

8 pozycji



REGULACJA
PODNOŻKA

80° - 180°

6 pozycji

PARAMETRY TECHNICZNE

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 130 - 175 CM, DO 80 KG

Masa całkowita: **23 - 26 kg**

Długość wózka: **114,5 - 146 cm**

Szerokość wózka: **67 cm**

Wysokość wózka: **117 - 133 cm**

Efektywna głębokość siedziska: **31 - 45 cm**

Szerokość siedziska: **28* / 43 cm**

Wysokość oparcia: **65 - 85 cm**

Szerokość oparcia: **25* / 42 cm**

Odległość podnóżka od siedziska: **28,5 - 43,5 cm**

/ 7 pozycji

* wartość podana z zastosowaniem wkładek



System "I grow with you"

Wózki Yeti i Yeti Jr. oferują szeroki zakres regulacji – głębokość siedziska, wysokość oparcia i zagłówka można łatwo dostosować do wzrostu dziecka. W połączeniu z regulowanymi pelotami oraz regulowanym podnóżkiem, wózek rośnie razem z użytkownikiem, zapewniając komfort i funkcjonalność przez wiele lat.

Tylne koła z amortyzacją

Tylne koła wyposażone są w system amortyzacji, który skutecznie redukuje drgania podczas jazdy po nierównym terenie. Gwarantuje to większy komfort dziecka oraz płynność prowadzenia wózka.

Blokada przednich kół

Przednie koła posiadają funkcję blokady kierunku jazdy, co pozwala na stabilne prowadzenie wózka po prostych odcinkach oraz w trudniejszym terenie.

FUNKCJE

AKCESORIA



DASZEK Z OKIENKIEM



ZAGŁÓWEK



WKŁADKI ZWĘŻAJĄCE



PASY ODWODZĄCE



PAS PIĘCIOPUNKTOWY



KLIN



TORBA TURYSTYCZNA



BARIERKA OCHRONNA



STOLIK TERAPEUTYCZNY



KOSZ NA ZAKUPY



RĘKAWICZKI ZIMOWE




PARASOLKA



ŚPIWÓR



FOLIA PRZECIWDESZCZOWA



MOSKITIERA

WIĘCEJ NIEZALEŻNOŚCI. WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI.

NEW



go.spider

Chodzik ortopedyczny go.spider

Przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnościami, które potrzebują wsparcia, aby swobodniej poruszać się w codziennym życiu.

Niezależnie od tego, czy dziecko stawia pierwsze kroki, czy kontynuuje trening chodu, chodzik go.spider jest niezawodnym towarzyszem na każdym etapie. Wspiera samodzielność, buduje pewność siebie i odgrywa istotną rolę w aktywnej rehabilitacji.

Równie ważna jest jego prosta i kompaktowa konstrukcja, dzięki której go.spider jest łatwy w przechowywaniu i transporcie. Jest intuicyjny w obsłudze, łatwy w manewrowaniu oraz zapewnia stabilne i bezpieczne wsparcie podczas codziennego poruszania się.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I



Konstrukcja

Wszystkie modele chodzika go.spider zostały zaprojektowane z myślą o łatwości użytkowania i mobilności. Składana konstrukcja sprawia, że chodzik jest kompaktowy i zajmuje niewiele miejsca – bez problemu mieści się w bagażniku niemal każdego samochodu.

Dodatkowo górna rama podpierająca może zostać zdemonstrowana, co jeszcze bardziej zmniejsza wymiary chodzika i ułatwia jego transport oraz przechowywanie.



Regulacja wysokości

Chodzik oferuje szeroki zakres intuicyjnych regulacji, które pozwalają idealnie dopasować go do wzrostu i komfortu użytkownika. Wysokość górnej ramy oraz uchwytów można łatwo regulować, a kąt nachylenia i rozstaw uchwytów dostosować w kilku prostych krokach.

Takie elastyczne ustawienia zapewniają optymalną ergonomię i maksymalne wsparcie podczas użytkowania – bo każdy użytkownik zasługuje na idealne dopasowanie.



Najważniejsze cechy




BLOKADA PRZEDNICH KÓŁ

Przednie koła posiadają funkcję blokady kierunku jazdy, co pozwala na stabilne prowadzenie chodzika po prostych odcinkach oraz w trudniejszym terenie.



SPOWALNIACZ KOŁA TYLNEGO

Tylne koła posiadają regulowane spowalniacze, umożliwiające płynne dostosowanie oporu toczenia. Rozwiązanie to zwiększa kontrolę nad tempem poruszania się i podnosi poziom bezpieczeństwa.



BLOKADA COFANIA

System blokujący cofanie tylnych kół zapobiega niekontrolowanemu przemieszczaniu się chodzika do tyłu, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo użytkownika.



Rozmiar 1

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 100 - 135 CM, DO 35 KG

Masa całkowita: **8,8 kg**

Długość chodzika: **80 cm**

Wysokość chodzika: **58 - 70 cm**

Szerokość chodzika: **66 cm**



Rozmiar 2

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 130 - 150 CM, DO 50 KG

Masa całkowita: **9,2 kg**

Długość chodzika: **92 cm**

Wysokość chodzika: **64 - 83 cm**

Szerokość chodzika: **69 cm**



Rozmiar 3

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 150 - 170 CM, DO 80 KG

Masa całkowita: **10,5 kg**

Długość chodzika: **94 cm**

Wysokość chodzika: **75 - 103 cm**

Szerokość chodzika: **69 cm**

WSKAZANIA

- rehabilitacja po zabiegach chirurgicznych,
- przy osłabieniach kończyn dolnych
- z zaburzeniami równowagi,
- w przypadku kiedy dziecko nie jest w stanie poruszać się przy pomocy kul, itp.

PRZECIWWSKAZANIA

Urazy kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na chodziku.



AKCESORIA



UPRZAŻ ZABEZPIEZAJĄCA




OBRACANE UCHWYTY



PROSTE UCHWYTY




PODPORA ANTYWYWROTNA



ZESTAW PELOT BIODROWYCH




HAMULCE



TORBA TURYSTYCZNA



PODŁOKIETNIK



RĄCZKA ASEKURACYJNA



SIEDZISKO



PIEŁĘGNACJA HIGIENY KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO.

NEW

delfi
BATH CHAIR

Leżak kąpielowy Delfi

Został zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i komfortowej kąpeli oraz codziennych czynnościach higienicznych. Przestronna, ergonomiczna konstrukcja umożliwia elastyczne pozycjonowanie ciała, a możliwość **użytkowania leżaka w wannie, pod prysznicem oraz rekreacyjnie – zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz** – zwiększa komfort dziecka i wygodę opiekuna.

Krzesółko wyposażone jest w regulowany zagłówek, pas biodrowy oraz paski stabilizujące nogi, które zapewniają stabilną pozycję i podnoszą poziom bezpieczeństwa. Wszystkie elementy podparcia pokryte są miękką pianką, chroniącą powierzchnie przed zarysowaniami.

Dzięki regulacji oparcia, zagłówek i podnóżka oraz możliwości dostosowania głębokości siedziska, leżak Delfi może być precyzyjnie dopasowany do indywidualnych potrzeb dziecka we wszystkich dostępnych rozmiarach.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

Konstrukcja

Leżak kąpielowy Delfi posiada aluminiową konstrukcję stanowiącą szkielet z ruchomymi segmentami umożliwiającymi regulację na **wysokości szyi (1), bioder (2) oraz ud (3)**.

Głębokość siedziska

Delfi oferuje określony zakres regulacji głębokości siedziska. W połączeniu z elastyczną tapicerką umożliwia to precyzyjne dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb użytkownika.



Najważniejsze cechy



REGULACJA KĄTA ZAGŁÓWKA

Funkcja regulacji kąta nachylenia zagłówka ułatwia ustawienie bezpiecznej i komfortowej pozycji głowy dziecka podczas kąpieli, zapobiegając dostawianiu się wody do oczu, np. podczas mycia włosów.



REGULACJA KĄTA OPARCIA

Regulacja kąta nachylenia oparcia pozwala ustawić użytkownika w optymalnej pozycji, gwarantując komfort i bezpieczeństwo podczas kąpieli.



REGULACJA KĄTA PODNÓŻKA

Regulacja kąta nachylenia podnóżka umożliwia ustawienie optymalnej pozycji nóg dziecka podczas kąpieli, zapewniając opiekunowi swobodę wykonywania czynności higienicznych w najbardziej wygodnej pozycji.



Rozmiar S

DLA UŻYTKOWNIKÓW: DO 30 KG

Długość leżaka: **138 - 142 cm**

Szerokość leżaka: **39 cm**

Masa całkowita: **5,4 kg**

Efektywna głębokość siedziska: **38 - 42 cm**

Długość oparcia: **45 cm**

Długość podnóżka: **37 cm**



Rozmiar M

DLA UŻYTKOWNIKÓW: DO 50 KG

Długość leżaka: **157 - 161 cm**

Szerokość leżaka: **44 cm**

Masa całkowita: **5,8 kg**

effective seat depth: **38 - 42 cm**

Długość oparcia: **51 cm**

Długość podnóżka: **47 cm**



Rozmiar L

DLA UŻYTKOWNIKÓW: DO 70 KG

Długość leżaka: **174 - 182 cm**

Szerokość leżaka: **49 cm**

Masa całkowita: **6,7 kg**

Efektywna głębokość siedziska: **40 - 50 cm**

Długość oparcia: **56 cm**

Długość podnóżka: **51 cm**

WSKAZANIA




- porażenia i niedowłady kończyn dolnych różnego pochodzenia,
- porażenia i niedowłady tułowia,
- osłabienie mięśni posturalnych, odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej pozycji ciała
- mózgowe porażenie dziecięce
- przepuklina oponowo – rdzeniowa
- dystrofie mięśniowe

PRZECIWWSKAZANIA

Nieprawidłowe ułożenie i długotrwałe utrzymywanie osoby w jednej pozycji może nieść ze sobą negatywne skutki.



KOLOR TAPICERKI I RAMY



Zaprojektowane z myślą o komforcie i higienie.

Leżak kąpielowy posiada lekką ramę wykonaną z zaślepionych aluminiowych rurek, co zapobiega przedostawaniu się wody do ich wnętrza. Perforowana tapicerka, wykonana z wodoodpornej tkaniny syntetycznej, zapewnia skuteczne odprowadzanie wody oraz krótki czas schnięcia.

AKCESORIA



PELOTY ZAGŁÓWKA



PAS BIODROWY



PASY STABILIZUJĄCE NOGI



PAS STABILIZUJĄCY



PELOTY BIODROWE



Dziękujemy, że jesteś częścią podróży MyWam.

Wspólnie tworzymy rozwiązania, które wspierają codzienną mobilność i komfort.



Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny.
MyWam Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian technicznych i handlowych.
Zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy
i mogą różnić się od zakupionego produktu.

Pozostańmy w kontakcie!



MyWam Sp. z o.o.

Plebiscytowa 3,
41-100 Siemianowice Śląskie, PL
NIP: 627 273 67 93



+48 32 733 11 31



mywam@mywam.eu



www.mywam.eu

