

NOWY, PRZYSTOSOWANY DO POTRZEB MŁODSZYCH DZIECI.

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 90 - 125 CM, DO 40 KG

NEW
GENERATION

mewa

Specjalny wózek inwalidzki Mewa

Przeznaczony dla młodszych użytkowników, którzy nie mogą chodzić lub prawidłowo siedzieć w wyniku urazów, chorób lub zaburzeń ruchowych.

Dzięki funkcji pochylania i odchylenia oparcia oraz regulowanym pelotom tułowia i głowy, wózek Mewa można łatwo dopasować do wymaganej pozycji, zapewniając użytkownikowi optymalne wsparcie i stabilność.

Wózek wyposażono w tylne zawieszenie, które znacznie poprawia komfort podczas jazdy po nierównym terenie, pomagając niwelować wstrząsy i zapewniając dziecku płynniejszą jazdę.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

Lekka konstrukcja

Lekka konstrukcja wózka to idealne rozwiązanie dla rodziców ceniących mobilność i wygodę. Wózek jest łatwy do przenoszenia i manewrowania, co sprawia, że spacer i wycieczki są przyjemniejsze. Jednocześnie ułatwia składanie i przechowywanie wózka.

Materiał z siateczki

We wnętrzu wózka oraz przy wybranych akcesoriach zastosowano materiał z siateczki, który wspiera naturalną cyrkulację powietrza. Użytkownik ma zapewniony komfort termiczny nawet podczas dłuższego użytkowania.

Obracane siedzisko

System montażu siedziska pozwala na ustawienie go przodem lub tyłem do kierunku jazdy – w zależności od potrzeb dziecka i opiekuna.



Regulacje



**REGULACJA
KOŁYSKI**

6,5° - 22,5°

4 pozycje



**REGULACJA KĄTA
POCHYLENIA OPARCIA**

9° - 87°

4 pozycje



**REGULACJA
PODNOŻKA**

64° - 180°

5 pozycji

PARAMETRY TECHNICZNE

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 90 - 125 CM, DO 40 KG

Masa całkowita: **20,5 - 25 kg**
Długość wózka: **97 - 132 cm**
Szerokość wózka: **62,5 cm**
Wysokość wózka: **125 - 128 cm**

Efektywna głębokość siedziska: **24* / 28 cm**
Szerokość siedziska: **25* / 32 cm**
Wysokość oparcia: **62 cm**
Szerokość oparcia: **20* / 30 cm**
Odległość podnóżka od siedziska: **17 - 32 cm**
/ 5 pozycji

* wartość podana z zastosowaniem wkładek

Modyfikacja parametrów

Wózek Mewa można łatwo dopasować do wzrostu dziecka dzięki zastosowaniu wkładki zwężająco-spływającej, regulowanych pelot, klina oraz regulowanego podnóżka. Wraz z rozwojem dziecka elementy te można stopniowo usuwać lub dostosowywać, zapewniając prawidłowe podparcie i komfort użytkownika.

Tylne koła z amortyzacją

Tylne koła wyposażone są w system amortyzacji, który skutecznie redukuje drgania podczas jazdy po nierównym terenie. Gwarantuje to większy komfort dziecka oraz płynność prowadzenia wózka.

Blokada przednich kół

Przednie koła posiadają funkcję blokady kierunku jazdy, co pozwala na stabilne prowadzenie wózka po prostych odcinkach oraz w trudniejszym terenie.



FUNKCJE

KOLORY



SZARY



BEŻOWY



ZIELONY



CZARNY / ŻŁOTY

WYPOSAŻENIE BAZOWE



DASZEK Z OKIENKIEM



REGULOWANE PELOTY



WKŁADKI I PODUSZKI



PASY ODWODZĄCE



PAS PIĘCIOPUNKTOWY



BARIERKA OCHRONNA



TORBA TURYSTYCZNA



KOSZ NA ZAKUPY



STOLIK TERAPEUTYCZNY



PARASOLKA



RĘKAWICZKI ZIMOWE



KLIN



ŚPIWÓR



FOLIA PRZECIWDESZCZOWA



MOSKITIERA