

# BEZPIECZNA I KOMFORTOWA MOBILNOŚĆ DLA NAJMŁODSZYCH.

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 80 - 110 CM, DO 30 KG

# mouse

## Specjalny wózek inwalidzki Mouse

Wózek specjalny Mouse jest przeznaczony dla najmłodszych użytkowników, którzy nie są w stanie chodzić lub siedzieć w prawidłowej pozycji w wyniku urazów, chorób lub zaburzeń motorycznych.

Dzięki funkcji odchylenia i rozkładania oparcia, a także regulowanym pelotom tułowia i zagłówka, można łatwo dopasować wózek Mouse do wymaganej pozycji i zapewnić użytkownikowi optymalną ochronę oraz stabilizację.

Wózek Mouse wyposażony jest w tylne zawieszenie kół oraz koła terenowe, co znacznie ułatwia poruszanie się po nierównym terenie.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.  
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

## Lekka konstrukcja

Lekka konstrukcja wózka specjalnego Mouse składa się z dwóch niezależnych elementów: ramy oraz siedziska. Montaż siedziska do ramy odbywa się za pomocą dedykowanych zaczepów.



## Pozycja leżąca

Dzięki w pełni regulowanemu siedzisku oraz podnóżkowi wózek można łatwo przekształcić do pozycji leżącej, zapewniając wygodne podparcie podczas odpoczynku lub snu. Wydłużona, regulowana tapicerka zapewnia dodatkowe osłonięcie, pomagając chronić dziecko przed wiatrem oraz czynnikami zewnętrznymi.



## Obracane siedzisko

System montażu siedziska pozwala na ustawienie go przodem lub tyłem do kierunku jazdy – w zależności od potrzeb dziecka i opiekuna.



## Regulacje



REGULACJA  
KOŁYSKI

8° - 23°

4 pozycje



REGULACJA KĄTA  
POCHYLENIA OPARCIA

16° - 88°

4 pozycje



REGULACJA  
PODNÓŻKA

84° - 173°

5 pozycji

# PARAMETRY TECHNICZNE

# FUNKCJE



## DLA UŻYTKOWNIKÓW: 80 - 110 CM, DO 30 KG

Masa całkowita: **17,2 - 23,2 kg**

Długość wózka: **95 - 124 cm**

Szerokość wózka: **60 cm**

Wysokość wózka: **122 - 134 cm**

Efektywna głębokość siedziska: **22\* / 26 cm**

Szerokość siedziska: **24\* / 32 cm**

Wysokość oparcia: **52 cm**

Szerokość oparcia: **30 cm**

Odległość podnóżka od siedziska: **15 - 23 cm**

**/ 5 pozycji**

\* wartość podana z zastosowaniem wkładek

### Modyfikacja parametrów

Wózek Mouse można łatwo dopasować do wzrostu dziecka dzięki zastosowaniu wkładki zwężająco - spływającej, regulowanych pelot, klina oraz regulowanego podnóżka. Wraz z rozwojem dziecka elementy te można stopniowo usuwać lub dostosowywać, zapewniając prawidłowe podparcie i komfort użytkownika.

### Tylne koła z amortyzacją

Tylne koła wyposażone są w system amortyzacji, który skutecznie redukuje drgania podczas jazdy po nierównym terenie. Gwarantuje to większy komfort dziecka oraz płynność prowadzenia wózka.

### Blokada przednich kół

Przednie koła posiadają funkcję blokady kierunku jazdy, co pozwala na stabilne prowadzenie wózka po prostych odcinkach oraz w trudniejszym terenie.



### Nowy projekt podnóżka

Ta modernizacja zapewnia szerszy zakres regulacji wysokości – teraz można go ustawić w zakresie od 15 do 23 cm od siedziska.

# WYPOSAŻENIE BAZOWE



DASZEK Z OKIENKIEM



REGULOWANE PELOTY



WKŁADKI I PODUSZKI



PASY ODWODZĄCE



PAS PIĘCIOPUNKTOWY



BARIERKA OCHRONNA



TORBA TURYSTYCZNA



KOSZ NA ZAKUPY



STOLIK TERAPEUTYCZNY



PARASOLKA



RĘKAWICZKI ZIMOWE



KLIN



ŚPIWÓR



FOLIA PRZECIWDESZCZOWA



MOSKITIERA