

FUNKCJONALNA MOBILNOŚĆ W KOMPAKTOWEJ FORMIE.

DLA UŻYTKOWNIKÓW: 80 - 140 CM, DO 40 KG

ZEFIR

Specjalny wózek inwalidzki Zefir

Kompaktowa konstrukcja i niewielkie wymiary po złożeniu ułatwiają przenoszenie i przechowywanie.

Regulacja oparcia, siedziska i podnóżka zapewnia wygodną pozycję dopasowaną do potrzeb dziecka. Dzięki opcjonalnym wkładkom zwężającym, klinowi, pasom odwodząco - stabilizującym oraz pięciopunktowym pasom bezpieczeństwa, Zefir gwarantuje bezpieczne i komfortowe spacerowanie za każdym razem.

Szeroka gama akcesoriów ułatwia codzienne życie i zapewnia wygodę dziecku w każdych warunkach.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

Lekka konstrukcja

Dzięki składanej ramie i intuicyjnemu mechanizmowi, wózek Zefir można szybko złożyć bez demontażu dodatkowych elementów. Lekka konstrukcja zapewnia rodzicom wygodę i mobilność, ułatwiając przenoszenie, manewrowanie, transport i przechowywanie.



Szeroki zakres regulacji



Wózek Zefir można łatwo dopasować do wzrostu dziecka dzięki przedłużkom oparcia, wygięciu krawędzi siedziska i zastosowaniu wkładki zwężająco-spływającej, klina oraz regulowanego podnóżka. Wraz z rozwojem dziecka elementy te można stopniowo usuwać lub dostosowywać, zapewniając prawidłowe podparcie i komfort użytkownika.



Regulacje



**KĄT PŁASZCZYZNY
SIEDZISKA**

20°

1 pozycja



**REGULACJA KĄTA
POCHYLENIA OPARCIA**

25° / 57°

2 pozycje



**REGULACJA
PODNOŻKA**

20, 30, 40cm

3 pozycje

PARAMETRY TECHNICZNE FUNKCJE



DLA UŻYTKOWNIKÓW: 80 - 140 CM, DO 40 KG

Masa całkowita: **13 - 17 kg**

Długość wózka: **95 - 113 cm**

Szerokość wózka: **62 cm**

Wysokość wózka: **102 - 122 cm**

Efektywna głębokość siedziska: **24 / 30 cm**

Szerokość siedziska: **29* / 37 cm**

Wysokość oparcia: **50 / 60 cm**

Szerokość oparcia: **29* / 37 cm**

Odległość podnóżka od siedziska: **20, 30, 40 cm**

/ 3 pozycje

* wartość podana z zastosowaniem wkładek



Tylne koła z amortyzacją

Tylne koła wyposażone są w system amortyzacji, który skutecznie redukuje drgania podczas jazdy po nierównym terenie. Gwarantuje to większy komfort dziecka oraz płynność prowadzenia wózka.



Blokada przednich kół

Przednie koła posiadają funkcję blokady kierunku jazdy, co pozwala na stabilne prowadzenie wózka po prostych odcinkach oraz w trudniejszym terenie.



RAMA BIAŁA



RAMA CZARNA



NEW

Adapter podnóżka

Adapter podnóżka posiada system mocowania z trzema poziomami regulacji wysokości (**15-20 cm od siedziska**), umożliwiając precyzyjne ustawienie podnóżka nawet u najmłodszych użytkowników. Rozwiązanie to zapewnia odpowiednie podparcie kończyn dolnych, gdy standardowa wysokość podnóżka jest zbyt niska, pomagając w utrzymaniu prawidłowej postawy i komfortu siedzenia.

AKCESORIA



DASZEK Z OKIENKIEM



ZAGŁÓWEK



WKŁADKI I PODUSZKI



PASY ODWODZĄCE




PAS PIĘCIOPUNKTOWY



KLIN



TORBA TURYSTYCZNA



BARIERKA OCHRONNA



STOLIK TERAPEUTYCZNY



KOSZ NA ZAKUPY



RĘKAWICZKI ZIMOWE



PARASOLKA



ŚPIWÓR



FOLIA PRZECIWDESZCZOWA



MOSKITIERA