



mouse

специальная коляска, для прогулок



СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ
№ CBC/Серт/057/2018



ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕННЫЙ
В ПОЛЬШЕ ИЗ ПОЛЬСКИХ
МАТЕРИАЛОВ



Специальная коляска Mouse предназначена для детей, которые в результате травмы или другой болезни не в состоянии самостоятельно ходить или принимать правильное сидячее положение.

Благодаря регулируемым деталям существует возможность оптимальной корректировки спинки под нужды ребенка и его правильная подстраховка. Большие колеса (гелевые) с амортизацией как спереди, так и сзади, упрощают комфортное преодоление неровностей.

Коляска имеет регулируемый угол как сиденья, так и спинки, так называемая „люлька“, благодаря чему ребенка можно посадить правильно, уделяя внимание правильному распределению давления.



< цвет обивки



**РЕГУЛИРУЕМОЕ СЕДЛО
СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ**



**ПОДУШКА,
СУЖАЮЩАЯ СИДЕНЬЕ**

ВНИМАНИЕ:
Информация содержится в данной листовке исключительно для просмотора, а также имеет образовательный характер в связи с тем: а) не представляет торгового предложения в соответствии с правилами Торгового права б) не могут иметь оснований на принятие решений, касающихся применения или неприятия лечения или иных медицинских процедур. c) Интерпретацию следует осуществлять врач-специалист. d) Производитель оставляет за собой право на изменение и доработку.

Технические данные коляски готовой к езде:



ширина седла 24*/30 см



глубина седла 22*/26 см



высота спинки 52 см



регулируемая подножка 14,5 - 23 см



полная масса >17,5 кг



длина 112,5 см



высота 134 см



ширина 60 см



Рост ребенка: 80 - 110 см



Максимальный вес ребенка: 30 кг



Размеры в сложенном виде:

Рамка: L 84 x W 58 x H 25 см
сиденье: L 72 x W 42 x H 39 см

Показания:

- паралич и парез нижних конечностей различного характера
- паралич и парез туловища
- ослабление постуральных мышц, отвечающих за принятие правильной позиции тела, возникающее чаще всего из-за таких болезней как:
 - детский церебральный паралич
 - менингомиелоцеле
 - мышечная дистрофия

Почему Mouse?

- для самых маленьких детей
- подушка, сужающая сиденье
- сиденье прикрепляется передом либо задом по направлению / против направления движения
- регулиция наклона спинки в лежачую позицию
- грудно-поясничные подушки с регулировкой
- 5-точечные ремни
- клин
- регулируемая подножка
- складывающаяся рама коляски со съемным сиденьем
- регулируемый навес с окошком
- центральный тормоз, амортизация всех 4 колес
- направленная блокировка передних колес



Что нового? Подушка, сужающая сиденье!

Легко и просто можно регулировать ширину и глубину сиденья. Благодаря этому коляска служит дольше. Она растет вместе с ребенком!



КАПЮШОН С ОКОШКОМ



РЕГУЛИРУЕМАЯ
И СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ
ПОДНОЖКА



5-ТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ



СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ
РАМА