



PRODUCENT WYROBÓW MEDYCZNYCH
/ podmiot prowadzący reklamę:
MyWam Kupiec Bartold Angres sp.j.

POLSKI PRODUCENT WÓZKÓW INWALIDZKICH SPACEROWYCH DLA DZIECI

www.mywam.eu



UWAGA: Informacje zawarte w niniejszej broszurze mają charakter wyłącznie poglądowy oraz edukacyjny w związku z czym: 1) nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów prawa handlowego, 2) nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji dotyczących podjęcia lub niepodjęcia leczenia lub innych procedur medycznych. Interpretacji powinien dokonać lekarz specjalista. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyrobach.

**To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

mouse



**POLSKI PRODUCENT WÓZKÓW
INWALIDZKICH SPECJALNYCH
DLA DZIECI**

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

Wózek inwalidzki specjalny MOUSE przeznaczony jest dla najmniejszych dzieci, które nie są w stanie chodzić lub siedzieć we właściwej pozycji w wyniku kontuzji lub innego schorzenia. MOUSE jest odpowiedni dla dzieci o wzroście od 80 do 110 cm i masie ciała do 30 kg.

Dzięki regulowanym pelotom na wysokości głowy i tułowia można zoptymalizować ułożenie dziecka w wózku, zapewniając mu stabilizację i bezpieczeństwo. Ponadto regulacja siedziska (funkcja KOŁYSKI) oraz oparcia pozwala na dostosowanie pozycji wózka do potrzeb dziecka, co znacznie wpływa na komfort podróżowania.

Duże żelowe koła z amortyzacją oraz stopką przechyłową do unoszenia przedniej części wózka ułatwiają pokonywanie drobnych przeszkód, jak niskie schody czy krawężniki. Dodatkowym atutem wózka jest nowoczesny design.

WSKAZANIA:

paraliż i niedowład kończyn dolnych różnego pochodzenia, paraliż i niedowład tułowia, osłabienie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej pozycji ciała, najczęściej spowodowane takimi stanami jak porażenie mózgowe lub przepuklina oponowo-rdzeniowa.

PRZECIWWSKAZANIA:

W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzącej i/lub pionizacji biernej regulację wózka należy skonsultować z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.



wersje kolorystyczne.



TAPICERKA
syntetyczna



RAMA
lakierowana / błysk



**To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

funkcje. *bezpieczeństwo i komfort*

FUNKCJA KOŁYSKI

łatwe dopasowanie



8°-23°

4 pozycje

REGULACJA OPARCIA

szeroki zakres dopasowania



16°- 88°

4 pozycje

REGULACJA PODNÓŻKA

szybkie i łatwe dopasowanie



84°- 173°

6 pozycji

REGULACJA PARAMETRÓW

wkładka zwężająco - splayująca



Wózek MOUSE wyposażony został we wkładkę zwężająco - splayującą, która pozwala na zredukowanie wewnętrznych parametrów wózka. Dzięki takiemu rozwiązaniu wózek posłuży Wam jeszcze dłużej.

INDYWIDUALNA STABILIZACJA

regulowane peloty



Dwie pary pelot (na poziomie głowa i tułowia) o szerokim zakresie regulacji zapewniają dodatkową stabilizację dziecka w wózku. Dzięki niezależnej regulacji wysokości, szerokości i kąta pochylenia każdej z pelot możemy sprawić, że spacerówka stanie się wygodnym i bezpiecznym środkiem transportu dla dziecka.

POZYCJA LEŻĄCA

zastosowanie wielu regulacji



Dzięki możliwości dostosowania kąta pochylenia siedziska, oparcia oraz podnóżka możliwe jest ustawienie wózka w pozycji leżącej. Dzięki temu krótka drzemka dziecka jest możliwa niemal w każdym miejscu i sytuacji.

ODWRACANE SIEDZISKO

przygotuj wózek do spaceru



Konstrukcja wózka MOUSE pozwala na obrócenie siedziska względem kierunku jazdy, dzięki czemu możesz mieć pod kontrolą stan zdrowia i samopoczucie małego podopiecznego.

KOMPAKTOWA RAMA

łatwe składanie i transport



Konstrukcja wózka specjalnego MOUSE umożliwia jego szybkie składanie i rozkładanie, a niewielkie wymiary elementów po złożeniu ułatwiają jego transport i przechowywanie.

WSPARCIE JAZDY

kompleksowy układ jezdny



Wózek posiada wiele udogodnień w prowadzeniu, takich jak blokada kierunku jazdy na przednich kołach, centralny hamulec, amortyzacja na wszystkich kołach, a także stopka przechyłowa.

funkcjonalne akcesoria. *w praktyce*



Budka z okienkiem



Regulowane peloty



Wkładka zwężająco - spływająca



Podnóżek z regulacją



Łatwy system montażu kół



Blokada kierunku jazdy



akcesoria. *bogate możliwości wyposażenia*



wkładka zwężająco - spływająca



regulowane peloty



pasy odwodząco - stabilizujące



klin



barierka zabezpieczająca



stolik terapeutyczny



torba turystyczna



kosz na zakupy



parasolka przeciwsłoneczna



rękawice zimowe



śpiwór na nogi



moskitiera



folia przeciwdeszczowa

parametry.

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA



szerokość siedziska 24* / 32 cm



głębokość siedziska 22* / 26 cm



wysokość oparcia 52 cm



regulacja podnóżka 14,5 - 23 cm



wymiary po złożeniu: rama L 84 x W 58 x H 25 cm / siedzisko L 72 x W 42 x H 39 cm



waga wózka 17,2 - 23,2 kg



długość wózka 95 - 124 cm



wysokość wózka 122 - 134 cm



szerokość wózka 60 cm

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA



wzrost 80 - 110 cm



max waga 30 kg

* z wkładką zwężająco - spływającą